


# 产品手册

HIP & KNEE SYSTEM



## 产品目录

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 髋关节全家福/Hip System      | 01    |
| 骨小梁系列/ Trabecular Bone | 02~08 |
| 髋关节假体/Implants         | 08~37 |
| 髋关节配件/Accessories      | 38~41 |
| 髋关节器械/Instruments      | 42~51 |
| 膝关节全家福/Knee System     | 52    |
| 膝关节假体/Implants         | 53~70 |
| 膝关节配件/Instruments      | 71~78 |
| 膝关节器械/Accessories      | 79~92 |





在 CNAS 国际实验室进行了 1000 万次头部动态循环疲劳试验；  
500 万次柄部动态疲劳试验；500 万次腕关节各关节面的动态磨损试验，试验结果优异，均达到国际标准。

## ► 复杂初次

## ► 普通初次

## ► 翻 修

## ► 定制化

### 金属臼杯



DDH型  
SEE骨小梁臼杯



DDH型  
HARMONY臼杯 (双涂)



初次标准  
SEE骨小梁臼杯



初次标准  
HARMONY臼杯 (双涂)



初次标准  
金属臼杯 (双涂)



翻修型  
SEE骨小梁臼杯



翻修型  
HARMONY臼杯 (双涂)




翻修支架  
金属臼杯 (有翼型)



翻修支架  
金属臼杯 (无翼型)



翻修型  
金属臼杯 (筒型)



缺损部位结构重建

### 内衬



22°标准内衬  
(UHMWPE)



28/10° 高边内衬  
(UHMWPE)



28/10° 内衬  
(UHMWPE)



28/10° 内衬  
(HPE)



32°标准内衬  
(UHMWPE)



32/70° 内衬  
(UHMWPE)



32/70° 内衬  
(HPE)



32°度型内衬  
(UHMWPE)



36/10° 内衬  
(UHMWPE)



36/10° 内衬  
(HPE)



骨水泥髌臼



手术方案  
个性化部件设计

### 股骨头



22mm股骨头



24mm股骨头



— 28mm股骨头 —



28mm陶瓷头



32mm陶瓷头



— 32mm股骨头 —



36mm陶瓷头



双球头



缺损髌骨和个性化  
部件 (非金属) 的打印

### 股骨柄



MINI  
微创生物股骨柄



HARMONY  
锥形股骨柄 (双涂)



DELTA  
矩形股骨柄 (双涂)



HARMONY  
锥形股骨柄 (微孔)



DELTA  
矩形股骨柄 (微孔)



TAICH  
骨水泥柄



TAICH LONG  
骨水泥柄



SEE骨小梁  
短配式股骨柄



ASA  
组合式股骨柄



PSL  
翻修股骨柄




JT  
粗隆股骨柄



金属个性化  
部件的打印

• 3D SEE 骨小梁臼杯  
(DDH 型)




产品特性

- 专为 DDH 患者定制；
- 电子束熔融技术，减少结构附着界面，降低磨损风险，有利于骨整合；
- 75%–80 % 孔隙率，600–800  $\mu$  m 三维联通微孔，有利于骨组织沉积，实现三维绑定；
- 类松质骨的弹性模量，避免应力遮挡及骨吸收；
- 多孔及大孔径的小梁结构，有效支持血管化结构，实现骨质的健康生长；
- 一杯多衬设计；
- 臼杯内镜面抛光处理，有效降低摩擦；
- 高比例穹顶支撑，最大限度内衬 – 外杯接触，减少微动及磨损。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 匹配普通内衬 | 匹配 HPE 内衬 | 匹配股骨头 |
|------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 540204     | 46 | 46      | 04     | 46/28     | 28    |

- 3D SEE 骨小梁臼杯  
(标准型)



### 产品特性

- 多型号，满足不同患者需求；
- 电子束熔融技术，减少结构附着界面，降低磨损风险，有利于骨整合；
- 75%–80% 孔隙率，600–800  $\mu\text{m}$  三维联通微孔，有利于骨组织沉积，实现三维绑定；
- 类松质骨的弹性模量，避免应力遮挡及骨吸收；
- 多孔及大孔径的小梁结构，有效支持血管化结构，实现骨质的健康生长；
- 高比例穹顶支撑，最大限度内衬 – 外杯接触，减少微动及磨损。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 匹配普通内衬 | 匹配 HPE 内衬           | 匹配股骨头    |
|------------|----|---------|--------|---------------------|----------|
| 540205     | 48 | 48      | 5      | 48/28               | 28       |
| 540206     | 50 | 50      | 6      | 50/28, 50/32        | 28/32    |
| 540207     | 52 | 52      | 7      | 52/28, 52/32, 52/36 | 28/32/36 |
| 540208     | 54 | 54      | 8      | 54/28, 54/32, 54/36 | 28/32/36 |
| 540209     | 56 | 56      | 9      | 56/28, 56/32, 56/36 | 28/32/36 |
| 540210     | 58 | 58      | 10     | 58/28, 58/32, 58/36 | 28/32/36 |
| 540211     | 60 | 60      | 11     | 60/28, 60/32, 60/36 | 28/32/36 |
| 540212     | 62 | 62      | 12     | 62/28, 62/32, 62/36 | 28/32/36 |
| 540213     | 64 | 64      | 13     | 64/28, 64/32, 64/36 | 28/32/36 |
| 540214     | 66 | 66      | 14     | 66/28, 66/32, 66/36 | 28/32/36 |

翻修

3D SEE 骨小梁臼杯  
(翻修型)



产品特性

- 专为髋关节翻修患者定制；
- 电子束熔融技术，减少结构附着界面，降低磨损风险，有利于骨整合；
- 75%–80 % 孔隙率，600–800 μ m 三维联通微孔，有利于骨组织沉积，实现三维绑定；
- 一类松质骨的弹性模量，避免应力遮挡及骨吸收；
- 多孔及大孔径的小梁结构，有效支持血管化结构，实现骨质的健康生长；
- 高比例穹顶支撑，最大限度内衬 – 外杯接触，减少微动及磨损；
- 周边，穹顶钉孔，术中即刻稳定。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 匹配普通内衬 | 匹配 HPE 内衬         | 匹配股骨头    |
|------------|----|---------|--------|-------------------|----------|
| 540215     | 54 | 54      | 5      | 48/28             | 28/32    |
| 540216     | 56 | 56      | 6      | 50/28,50/32       | 28/32    |
| 540217     | 58 | 58      | 7      | 52/28,52/32,52/36 | 28/32/36 |
| 540218     | 60 | 60      | 8      | 54/28,54/32,54/36 | 28/32/36 |
| 540219     | 62 | 62      | 9      | 56/28,56/32,56/36 | 28/32/36 |
| 540220     | 64 | 64      | 10     | 58/28,58/32,58/36 | 28/32/36 |
| 540221     | 66 | 66      | 11     | 60/28,60/32,60/36 | 28/32/36 |

- 内衬 -HPE 10°



- 进口高交联聚乙烯材料，10 年临床历史
- 交联及抗氧化工艺完美平衡，保证高耐磨损及抗老化性能，最小化术后磨损
- 内衬与外杯锥度锁定，有效实现力的传导同时减少磨损
- 多型号，满足不同患者需求

| 产品编号 (REF) | 规格    | 匹配股骨头 | 材质  |
|------------|-------|-------|-----|
| 540222     | 44/28 | 28    | HPE |
| 540223     | 46/28 |       |     |
| 540224     | 48/28 |       |     |
| 540225     | 50/28 |       |     |
| 540247     | 50/32 | 32    |     |
| 540248     | 52/32 |       |     |
| 540249     | 54/32 |       |     |
| 540250     | 56/32 |       |     |
| 540251     | 58/32 |       |     |
| 540252     | 60/32 |       |     |
| 540234     | 52/36 | 36    |     |
| 540235     | 54/36 |       |     |
| 540236     | 56/36 |       |     |
| 540237     | 58/36 |       |     |
| 540238     | 60/36 |       |     |
| 540239     | 62/36 |       |     |
| 540240     | 64/36 |       |     |
| 540241     | 66/36 |       |     |



• BIOLOX® delta 陶瓷球头



产品特性

- 低磨损，BIOLOX delta 粉陶采用纳米复合陶瓷材料，硬度高，耐刮擦，并具有良好的浸润性，增加关节的浸润，与 XPE 内衬配伍，能有效降低骨溶解；
- 抗碎裂性，BIOLOX delta 粉陶的纳米陶瓷，具有高韧性和高弯曲强度，能够有效起到抑制裂纹功能，有效抗碎裂；
- 良好的生物相容性，BIOLOX delta 粉陶所拥有的陶瓷键合，有效避免离子形成及体内的化学生物反应，陶瓷 头颗粒临床无不良反应。

| 产品编号 (REF) | 型号          | 规格          | 外径 (mm) | 材质 |
|------------|-------------|-------------|---------|----|
| 540003     | CT-I        | 28 12/14 S  | 28      | Z  |
| 540004     |             | 28 12/14 M  |         |    |
| 540005     |             | 28 12/14 L  |         |    |
| 540242     |             | 32 12/14 S  | 32      |    |
| 540243     |             | 32 12/14 M  |         |    |
| 540244     |             | 32 12/14 L  |         |    |
| 540245     |             | 32 12/14 XL |         |    |
| 540006     |             | 36 12/14 S  | 36      |    |
| 540007     |             | 36 12/14 M  |         |    |
| 540008     | 36 12/14 L  |             |         |    |
| 540009     | 36 12/14 XL |             |         |    |

• 3D SEE®

## 骨小梁组配式股骨柄



## 产品特性

— 两种 3D 打印骨小梁袖套选择：三角袖套、直型袖套；

- 钛金属骨小梁架构，良好的相容性
- 可靠的稳定性
- 优异的骨长入
- 卓越的假体强度

— 袖套与柄体组配，可 360° 调整前倾角度；

- 匹配不同 DDH 患者需求，矫正畸形；

— 袖套与柄体多元化匹配；

- 可形成 1000 多种组合，满足不同患者需求；

| 产品编号 (REF) | 规格                 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|--------------------|---------|------|-----------|----------|
| 540054     | 6 × 12 × 115/30/0  | 115     | 135° | 21        | 28       |
| 540055     | 7 × 12 × 115/30/0  |         | 135° | 21        | 28       |
| 540056     | 8 × 14 × 130/30/0  | 130     | 135° | 21        | 28       |
| 540057     | 9 × 14 × 130/30/0  |         | 135° | 21        | 28       |
| 540058     | 9 × 14 × 115/30/0  | 115     | 135° | 21        | 28       |
| 540059     | 11 × 16 × 150/30/0 | 150     | 135° | 21        | 28       |
| 540060     | 11 × 16 × 150/36/0 |         | 135° | 21        | 28       |

• 3D SEE® 骨小梁袖套



| 产品名称 | 产品编号 (REF) | 型号    | 规格                |
|------|------------|-------|-------------------|
| 三角袖套 | 540082     | OS- I | 17x14-17.5 (14BL) |
|      | 540087     | OS- I | 21x16-13.5 (16DS) |
|      | 540086     | OS- I | 19x16-17.5 (16BL) |
|      | 540083     | OS- I | 19x14-13.5 (14DS) |
|      | 540084     | OS- I | 19x14-17.5 (14DL) |
|      | 540088     | OS- I | 21x16-17.5 (16DL) |
|      | 540089     | OS- I | 23x16-13.5 (16FS) |

| 产品名称 | 产品编号 (REF) | 型号     | 规格            |
|------|------------|--------|---------------|
| 直型袖套 | 540119     | OS- II | 23 × 16 (16F) |
|      | 540113     | OS- II | 15 × 12 (12B) |
|      | 540114     | OS- II | 17 × 12 (12D) |
|      | 540116     | OS- II | 19 × 14 (14D) |
|      | 540118     | OS- II | 21 × 16 (16D) |

## 复杂初次

- HARMONY  
金属外杯（DDH 型）



### 产品特性

- 专为 DDH 患者定制;
- 表面真空等离子 Ti+HA 双涂层, 单侧涂层 0.375mm, 达到最佳初始压配, 超过 15 年的临床认证;
- 一杯多衬设计;
- 臼杯内镜面抛光处理, 镜面摩擦界面, 有效降低摩擦率;
- 高比例的穹顶支撑确保最大限度聚乙烯 - 外杯接触, 最小化微动, 实现了力的传导, 有效减少术后假体的磨损。

| 产品名称                | 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 匹配普通内衬 | 匹配 HPE 内衬 | 匹配股骨头 |
|---------------------|------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| HARMONY 髌臼<br>(双涂层) | 710571     | 44 | 44      | 03     | 44/28     | 28    |
|                     | 710572     | 46 | 46      | 04     | 46/28     | 28    |
| HARMONY 髌臼<br>(微孔)  | 710541     | 40 | 40      | 01     | ——        | 22    |
|                     | 710542     | 42 | 42      | 02     | ——        | 22    |
|                     | 710543     | 44 | 44      | 03     | 44/28     | 28    |
|                     | 710544     | 46 | 46      | 04     | 46/28     | 28    |

• 金属双涂层髌臼（DDH 型）



产品特性

- 长期有效的固定形式——Ti + HA 双涂层固定；
- 真空等离子钛微孔涂层 + 羟基磷灰石涂层的复合涂层厚度为单侧 0.375mm，提供了最佳的假体压配量；
- 鱼钩状、渐进型倒刺的设计便于假体植入，有效抗旋转；
- 内衬采用进口 PE 材料，减少“碎屑”的产生。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 产品名称 | 产品编号 (REF) | 规格 | 匹配股骨头 | 材质 |
|------------|----|---------|------|------------|----|-------|----|
| 710467     | 40 | 40      | 内衬   | 710762     | 01 | 22    | PE |
| 710468     | 42 | 42      |      | 710763     | 02 |       |    |

## 普通初次

### • HARMONY 双涂层臼 (标准型)



#### 产品特性

- 多型号，满足不同患者的需求；
- 表面真空等离子 Ti+HA 双涂层，单侧涂层 0.375mm，达到最佳初始压配，超过 15 年的临床认证；
- 一杯多衬设计；
- 臼杯内镜面抛光处理，镜面摩擦界面，有效降低摩擦率；
- 高比例的穹顶支撑确保最大限度聚乙烯 - 外杯接触，最小化微动，有效的实现力的传导，有效减少术后假体的磨损。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 匹配普通内衬 | 匹配 HPE 内衬 | 匹配股骨头 |
|------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 710573     | 48 | 48      | 05     | 46/28     | 28/32 |
| 710574     | 50 | 50      | 06     | 50/28     | 28/32 |
| 710575     | 52 | 52      | 07     | 52/28     | 28/32 |
| 710576     | 54 | 54      | 08     | 54/28     | 28/32 |
| 710577     | 56 | 56      | 09     | 56/28     | 28/32 |
| 710578     | 58 | 58      | 10     | 58/28     | 28/32 |
| 710579     | 60 | 60      | 11     | 60/28     | 28/32 |
| 710580     | 62 | 62      | 12     | 62/28     | 28/32 |

• HARMONY 标准内衬



• HARMONY 10° 防脱位内衬



产品特性

- 180° 股骨头的覆盖，最大限度的活动度；
- 内衬表面和外杯内面对应，锥度锁定，高比例的穹顶支撑确保最大限度聚乙烯 - 外杯接触，有效实现力的传导同时减小磨损；
- 内衬采用进口聚乙烯，有效降低术后磨损，减少碎屑的产生；
- 与股骨头接触面积最大化，有效降低术后磨损。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 内径 (mm) | 匹配股骨头 | 材质 |
|------------|----|---------|-------|----|
| 710553     | 01 | 22      | 22    | PE |
| 710554     | 02 |         |       |    |

产品特性

- 180° 股骨头的覆盖，10° 内衬匹配 28 或 32 头股骨头，增大活动度；
- 内衬表面和外杯内面对应，锥度锁定，高比例的穹顶支撑确保最 大限度聚乙烯 - 外杯接触，有效的实现力的传导同时减小磨损；
- 内衬采用进口聚乙烯，有效降低术后磨损，减少碎屑的产生；
- 与股骨头接触面积最大化，有效降低术后磨损。



- HARMONY 10°  
防脱位内衬



### 产品特性

| 产品编号 (REF) | 规格 | 内径 (mm) | 匹配股骨头 | 材质 |
|------------|----|---------|-------|----|
| 710555     | 03 | 28      | 28    | PE |
| 710556     | 04 |         |       |    |
| 710557     | 05 |         |       |    |
| 710558     | 06 |         |       |    |
| 710559     | 07 |         |       |    |
| 710560     | 08 |         |       |    |
| 710561     | 09 |         |       |    |
| 710562     | 10 |         |       |    |
| 710563     | 11 |         |       |    |
| 710564     | 12 |         |       |    |
| 710567     | 13 |         |       |    |
| 710568     | 14 |         |       |    |
| 710770     | 05 | 32      | 32    |    |
| 710771     | 06 |         |       |    |
| 710772     | 07 |         |       |    |
| 710773     | 08 |         |       |    |
| 710774     | 09 |         |       |    |
| 710775     | 10 |         |       |    |
| 710776     | 11 |         |       |    |
| 710777     | 12 |         |       |    |
| 710778     | 13 |         |       |    |
| 710779     | 14 |         |       |    |

• 金属髌臼（双涂层）



产品特性

- 长期有效的固定形式——Ti + HA 双涂层固定；
- 真空等离子钛微孔涂层 + 羟基磷灰石涂层的复合涂层厚度为单侧0.375mm，提供了最佳的假体压配量；
- 鱼钩状、渐进型倒刺的设计便于假体植入，有效抗旋转；
- 内衬采用进口 PE 材料，减少“碎屑”的产生。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径（mm） | 产品名称 | 产品编号 (REF) | 规格 | 材质 | 匹配股骨头 |
|------------|----|--------|------|------------|----|----|-------|
| 710355     | 44 | 44     | 内衬   | 710728     | 03 | PE | 24    |
| 710356     | 46 | 46     |      | 710729     | 04 |    | 24    |
| 710357     | 48 | 48     |      | 710730     | 05 |    | 28    |
| 710358     | 50 | 50     |      | 710731     | 06 |    | 28    |
| 710359     | 52 | 52     |      | 710732     | 07 |    | 28    |
| 710360     | 54 | 54     |      | 710733     | 08 |    | 28    |
| 710361     | 56 | 56     |      | 710734     | 09 |    | 28    |
| 710362     | 58 | 58     |      | 710735     | 10 |    | 28    |
| 710363     | 60 | 60     |      | 710736     | 11 |    | 28    |

- 金属外杯（微孔）



### 产品特性

- 鱼钩状、渐进型倒刺的设计便于假体植入，有效抗旋转；
- 突起的后防脱位设计，防止术后脱位；特殊的切削轨迹保证较大的关节活动范围；
- 特殊环形粗糙面处理，确保骨长入；
- 内衬采用进口超高分子聚乙烯材料，减少“碎屑”的产生。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 产品名称 | 产品编号 (REF) | 规格 | 材质 | 匹配股骨头 |
|------------|----|---------|------|------------|----|----|-------|
| 710169     | 44 | 44      | 内衬   | 710706     | 03 | PE | 24    |
| 710170     | 46 | 46      |      | 710707     | 04 |    | 24    |
| 710171     | 48 | 48      |      | 710708     | 05 |    | 28    |
| 710172     | 50 | 50      |      | 710709     | 06 |    | 28    |
| 710173     | 52 | 52      |      | 710710     | 07 |    | 28    |
| 710174     | 54 | 54      |      | 710711     | 08 |    | 28    |
| 710175     | 56 | 56      |      | 710712     | 09 |    | 28    |
| 710176     | 58 | 58      |      | 710713     | 10 |    | 28    |
| 710177     | 60 | 60      |      | 710714     | 11 |    | 28    |
| 710178     | 62 | 62      |      | 710715     | 12 |    | 28    |

• 金属外杯



产品特性

- 鱼钩状、渐进型倒刺的设计便于假体植入，有效抗旋转；
- 突起的后防脱位设计，防止术后脱位；特殊的切削轨迹保证较大的关节活动范围；
- 特殊环形粗糙面处理，确保骨长入；
- 内衬采用进口超高分子量聚乙烯材料，减少“碎屑”的产生。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 产品名称 | 产品编号 (REF) | 规格 | 材质 | 匹配股骨头 |
|------------|----|---------|------|------------|----|----|-------|
| 710181     | 44 | 44      | 内衬   | 710718     | 03 | PE | 24    |
| 710182     | 46 | 46      |      | 710719     | 04 |    | 24    |
| 710183     | 48 | 48      |      | 710720     | 05 |    | 28    |
| 710184     | 50 | 50      |      | 710721     | 06 |    | 28    |
| 710185     | 52 | 52      |      | 710722     | 07 |    | 28    |
| 710186     | 54 | 54      |      | 710723     | 08 |    | 28    |
| 710187     | 56 | 56      |      | 710724     | 09 |    | 28    |
| 710188     | 58 | 58      |      | 710725     | 10 |    | 28    |
| 710189     | 60 | 60      |      | 710726     | 11 |    | 28    |
| 710190     | 62 | 62      |      | 710727     | 12 |    | 28    |

## • HARMONY 双涂髌臼 (翻修型)



### 产品特性

- 专为髌关节翻修患者定制；
- 表面真空等离子 Ti+HA 双涂层，单侧涂层 0.375mm，达到最佳初始压配，超过 15 年的临床认证；
- 一杯多衬设计；
- 臼杯内镜面抛光处理，镜面摩擦界面，有效降低摩擦率；
- 高比例的穹顶支撑确保最大限度聚乙烯 - 外杯接触，最小化微动，有效的实现力的传导，有效减少术后假体的磨损。
- 周边，穹顶钉孔，术中即刻稳定

| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 匹配普通内衬 | 匹配 HPE 内衬 | 匹配股骨头 |
|------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 710583     | 54 | 54      | 05     | 54/32     | 28/32 |
| 710584     | 56 | 56      | 06     | 56/32     | 28/32 |
| 710585     | 58 | 58      | 07     | 58/32     | 28/32 |
| 710586     | 60 | 60      | 08     | 60/32     | 28/32 |
| 710587     | 62 | 62      | 09     | 62/32     | 28/32 |
| 710588     | 64 | 64      | 10     | 64/32     | 28/32 |
| 710589     | 66 | 66      | 11     | 66/32     | 28/32 |
| 710590     | 68 | 68      | 12     | ——        | 28/32 |
| 710591     | 70 | 70      | 13     | ——        | 28/32 |
| 710592     | 72 | 72      | 14     | ——        | 28/32 |

• HARMONY 限制型内衬



产品特性

- 高强度股骨头捕捉；
- 倒角钛约束环易于组配和增加稳定性；
- 钛锁定环将内衬固定在外杯内，最小化降低两者解体的风险；
- 突齿状设计防止内衬的旋转。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 内径 (mm) | 匹配股骨头 | 材质 |
|------------|----|---------|-------|----|
| 710784     | 05 | 28      | 28    | PE |
| 710785     | 06 |         |       |    |
| 710789     | 07 | 32      | 32    |    |
| 710790     | 08 |         |       |    |
| 710791     | 09 |         |       |    |
| 710792     | 10 |         |       |    |
| 710793     | 11 |         |       |    |
| 710794     | 12 |         |       |    |
| 710795     | 13 |         |       |    |
| 710796     | 14 |         |       |    |

## • 金属髌臼（有翼支架）




### 产品特性

- 髌臼外缘的沟状设计,使假体更好的与髌臼外缘贴附,术后效果更佳,左右的区分,更加符合人体解剖特性,贴附性好;
- 后外上方的骨水泥扶壁,最大限度减少没有支撑的骨水泥;
- 3个凸缘设计,加强了支架的固定效果,并提供多个螺钉选择;
- 合理的螺钉孔设计,满足各种临床病例的植入需要;
- 3mm的翼厚度,方便术中塑形;
- 粗糙表面使骨水泥的粘合和骨的结合近乎完美。

| 产品编号 (REF) | 规格     | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 匹配防脱位髌臼 | 匹配髌臼螺钉 |
|------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 710749     | 50 (左) | 50      | 47      | 44/46   | 6.0    |
| 710737     | 54 (左) | 54      | 51      | 48/50   |        |
| 710741     | 58 (左) | 58      | 55      | 52/54   |        |
| 710745     | 62 (左) | 62      | 59      | 56/58   |        |
| 710750     | 50 (右) | 50      | 47      | 44/46   |        |
| 710738     | 54 (右) | 54      | 51      | 48/50   |        |
| 710742     | 58 (右) | 58      | 55      | 52/54   |        |
| 710746     | 62 (右) | 62      | 59      | 56/58   |        |

注：匹配防脱位髌臼要根据骨水泥厚度来决定大小

- 金属腕臼（无翼支架）



| 产品编号 (REF) | 规格     | 产品编号 (REF) | 规格     | 外径 | 内径 | 匹配防脱位腕臼  |
|------------|--------|------------|--------|----|----|----------|
| 718139     | 52 (左) | 718140     | 52 (右) | 52 | 49 | 42/44/46 |
| 718141     | 54 (左) | 718142     | 54 (右) | 54 | 51 | 46/48    |
| 718143     | 56 (左) | 718144     | 56 (右) | 56 | 53 | 48/50    |
| 718145     | 58 (左) | 718146     | 58 (右) | 58 | 55 | 50/52    |
| 718147     | 60 (左) | 718148     | 60 (右) | 60 | 57 | 54/56    |
| 718149     | 62 (左) | 718150     | 62 (右) | 62 | 59 | 56/58    |

- 金属外杯（网型）



| 产品编号 (REF) | 规格 | 匹配腕臼螺钉 |
|------------|----|--------|
| 710753     | 52 | 4.0    |
| 710754     | 54 | 4.0    |
| 710755     | 56 | 4.0    |
| 710756     | 58 | 4.0    |
| 710757     | 60 | 4.0    |



- 防脱位髌臼



| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 匹配股骨头 |
|------------|----|---------|-------|
| 710192     | 42 | 42      | 28    |
| 710193     | 44 | 44      | 28    |
| 710194     | 46 | 46      | 28    |
| 710195     | 48 | 48      | 28    |
| 710196     | 50 | 50      | 28    |
| 710197     | 52 | 52      | 28    |
| 710198     | 54 | 54      | 28    |
| 710199     | 56 | 56      | 28    |
| 710200     | 58 | 58      | 28    |

### 产品特性

- 高抛光钴铬钼外杯与进口超高分子量聚乙烯内衬为偏心设计并可自动中心化，有效减少了与骨性髌臼的磨损；
- 独特的防脱位卡环有效防止股骨头假体脱位；
- 间隔 1mm 的规格，充分满足手术个体的需要。

- 双极头



| 产品编号 (REF) | 规格 | 外径 (mm) | 匹配股骨头 | 材质 |
|------------|----|---------|-------|----|
| 710215     | 38 | 38      | 24    | C  |
| 710216     | 40 | 40      | 24    |    |
| 710217     | 42 | 42      | 24    |    |
| 710218     | 44 | 44      | 28    |    |
| 710219     | 46 | 46      | 28    |    |
| 710220     | 48 | 48      | 28    |    |
| 710221     | 50 | 50      | 28    |    |
| 710222     | 52 | 52      | 28    |    |
| 710223     | 54 | 54      | 28    |    |

• 股骨头



产品特性

- 多种规格型号可供选择；
- 提供两种不同材质的股骨头，满足不同个体的需要。

| 产品编号 (REF) | 规格     | 外径( mm ) | 产品编号 (REF) | 规格     | 外径( mm ) | 材质 |
|------------|--------|----------|------------|--------|----------|----|
| 710145     | 22+0   | 22       | 710154     | 28+3.5 | 28+3.5   | C  |
| 710146     | 22+3.5 | 22       | 710155     | 28+7   | 28+7     |    |
| 710149     | 24+0   | 24       | 710780     | 32-3.5 | 32-3.5   |    |
| 710150     | 24+3.5 | 24       | 710781     | 32+0   | 32+0     |    |
| 710151     | 24+7   | 24       | 710782     | 32+3.5 | 32+3.5   |    |
| 710152     | 28-3.5 | 28       | 710783     | 32+7   | 32+7     |    |
| 710153     | 28+0   | 28       |            |        |          |    |

## 初次

## MINI双涂层柄




## 产品特性

- 多型号，满足不同患者需求；
- 保证稳定性；
- 保护软组织，保留骨量；
- 有效恢复髋关节功能；
- 微创、简便的手术技术。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|----|---------|------|-----------|----------|
| 718230     | 06 | 114     | 130° | 27        | 36       |
| 718231     | 07 | 116     | 130° | 27        | 36       |
| 718232     | 08 | 118     | 130° | 29        | 38       |
| 718233     | 09 | 120     | 130° | 29        | 38       |
| 718234     | 10 | 122     | 130° | 30        | 40       |
| 718235     | 11 | 124     | 130° | 30        | 40       |
| 718236     | 12 | 126     | 130° | 32        | 42       |
| 718237     | 13 | 128     | 130° | 32        | 42       |
| 718238     | 14 | 130     | 130° | 33        | 44       |
| 718239     | 15 | 132     | 130° | 33        | 44       |

## • HARMONY 双涂层柄



### 产品特性

- 美式柄和欧式柄的完美结合；
- 长期有效的固定形式——Ti + HA 双涂层固定；
- 近端真空等离子钛微孔涂层 + 羟基磷灰石涂层的复合涂层厚度为单侧 0.375mm，提供了最佳的假体压配量；
- 近端阶梯状设计，增加涂层表面积的同时，阻挡碎屑，有效降低术后松动率；
- 卓越的生物力学性能，保证术中 HARMONY 柄的即刻抗旋转固定；
- 优化的活动范围。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|----|---------|------|-----------|----------|
| 710346     | 09 | 134     | 130° | 24        | 38       |
| 710347     | 10 | 140     | 130° | 25        | 38       |
| 710348     | 11 | 145     | 130° | 26        | 40       |
| 710349     | 12 | 151     | 130° | 27        | 40       |
| 710350     | 13 | 156     | 130° | 28        | 44       |
| 710351     | 14 | 162     | 130° | 28.5      | 44       |
| 710352     | 15 | 168     | 130° | 29        | 46       |
| 710353     | 16 | 173     | 130° | 29.5      | 46       |
| 710354     | 17 | 178     | 130° | 30        | 48       |

• **HARMONY** 粗糙面柄



产品特性

- 美式柄和欧式柄的完美结合；
- 近端真空等离子钛微孔涂层；
- 近端阶梯状设计，增加涂层表面积的同时，阻挡碎屑，有效降低术后松动率；
- 卓越的生物力学性能，保证术中 HARMONY 柄的即刻抗旋转固定；
- 优化的活动范围。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|----|---------|------|-----------|----------|
| 710286     | 09 | 134     | 130° | 24        | 38       |
| 710287     | 10 | 140     | 130° | 25        | 38       |
| 710288     | 11 | 145     | 130° | 26        | 40       |
| 710289     | 12 | 151     | 130° | 27        | 40       |
| 710290     | 13 | 156     | 130° | 28        | 44       |
| 710291     | 14 | 162     | 130° | 28.5      | 44       |
| 710292     | 15 | 168     | 130° | 29        | 46       |
| 710293     | 16 | 173     | 130° | 29.5      | 46       |
| 710294     | 17 | 178     | 130° | 30        | 48       |

• HARMONY 柄




产品特性

- 美式柄和欧式柄的完美结合；
- 近端阶梯状设计，增加涂层表面积的同时，阻挡碎屑，有效降低术后松动率；
- 粗糙面处理，确保骨长入；
- 卓越的生物力学性能，保证术中 HARMONY 柄的即刻抗旋转固定；
- 优化的活动范围。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|----|---------|------|-----------|----------|
| 710270     | 09 | 134     | 130° | 24        | 38       |
| 710271     | 10 | 140     | 130° | 25        | 38       |
| 710272     | 11 | 145     | 130° | 26        | 40       |
| 710273     | 12 | 151     | 130° | 27        | 40       |
| 710274     | 13 | 156     | 130° | 28        | 44       |
| 710275     | 14 | 162     | 130° | 28.5      | 44       |
| 710276     | 15 | 168     | 130° | 29        | 46       |
| 710277     | 16 | 173     | 130° | 29.5      | 46       |

## • **DELTA** 双涂层柄




### 产品特性

- 柄近端矩形横截面，保证髓腔内血供，利于骨长入，防旋转性能好；
- 双锥形设计，有效防止假体发生旋转；
- 长期有效的固定形式——Ti + HA 双涂层固定；
- 近端真空等离子钛微孔涂层 + 羟基磷灰石涂层的复合涂层厚度为单侧 0.375mm，提供了最佳的假体压配量；
- 股骨颈切削在减少了脱位的同时，增加了关节的活动度。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|----|---------|------|-----------|----------|
| 710433     | 09 | 130     | 132° | 27        | 38       |
| 710434     | 10 | 140     | 132° | 28.5      | 40       |
| 710435     | 11 | 145     | 132° | 28.5      | 40       |
| 710436     | 12 | 150     | 132° | 30        | 42       |
| 710437     | 13 | 155     | 132° | 30        | 42       |
| 710438     | 14 | 160     | 132° | 31        | 44       |
| 710439     | 15 | 165     | 132° | 31        | 44       |

• **DELTA** 粗糙面柄



产品特性

- 双锥形设计，有效防止假体发生旋转；
- 柄近端矩形横截面，保证髓腔内血供，利于骨长入，防旋转性能好；
- 粗糙面处理，确保骨长入；
- 锥度配合，优良的自锁设计；
- 股骨颈切削在减少脱位的同时，增加了关节的活动度。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|----|---------|------|-----------|----------|
| 710021     | 09 | 130     | 132° | 27        | 38       |
| 710022     | 10 | 140     | 132° | 28.5      | 40       |
| 710023     | 11 | 145     | 132° | 28.5      | 40       |
| 710024     | 12 | 150     | 132° | 30        | 42       |
| 710025     | 13 | 155     | 132° | 30        | 42       |
| 710026     | 14 | 160     | 132° | 31        | 44       |
| 710027     | 15 | 165     | 132° | 31        | 44       |



• **DELTA** 柄



产品特性

- 双锥形设计，有效防止假体发生旋转；
- 柄近端矩形横截面，保证髓腔内血供，利于骨长入，防旋转性能好；
- 粗糙面处理，确保骨长入；
- 锥度配合，优良的自锁设计；
- 股骨颈切削在减少脱位的同时，增加了关节的活动度；
- 无领设计，假体植入操作更简单。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|----|---------|------|-----------|----------|
| 710037     | 09 | 130     | 132° | 27        | 38       |
| 710038     | 10 | 140     | 132° | 28.5      | 38       |
| 710039     | 11 | 145     | 132° | 28.5      | 40       |
| 710040     | 12 | 150     | 132° | 30        | 40       |
| 710041     | 13 | 155     | 132° | 30        | 42       |
| 710042     | 14 | 160     | 132° | 31        | 42       |
| 710043     | 15 | 165     | 132° | 31        | 44       |

• TATCH 光面无领柄



产品特性

- 双锥形直柄设计，骨水泥柄的理想选择，促进骨水泥渗透至松质骨骨小梁间隙中，形成若干“微锁定”机制；
- 132° 颈干角，更适合国人的假体设计；
- 可调偏心距设计，满足不同患者的需要；
- 近端清晰的植入指示线，便于确定假体植入位置，保证骨水泥的厚度；
- 远端盲孔中置器，保证假体在髓腔中立位，满足假体有限下沉的理论；

| 产品编号 (REF) | 材质 | 规格 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|----|----|---------|------|-----------|----------|
| 710069     | C  | 09 | 120     | 132° | 24.5      | 37.5     |
| 710070     | C  | 10 | 125     | 132° | 25        | 37.5     |
| 710071     | C  | 11 | 130     | 132° | 27.5      | 39.5     |
| 710072     | C  | 12 | 135     | 132° | 27.5      | 39.5     |
| 710073     | C  | 13 | 140     | 132° | 27.5      | 39.5     |
| 710074     | C  | 14 | 145     | 132° | 30        | 43       |

## 翻修

### RSL 柄



## 产品特性

### 固定理念

- 在健康骨上生物固定；
- 在旧的骨床上获得远端即刻锚定；
- 通过压配获得初始稳定性；
- 通过骨整合确保继发稳定性；
- 纵行凸纹设计确保旋转稳定性；
- 锥形设计防止假体下沉；
- 锚定长度：最小 7 cm，最佳 10 cm。

| 产品编号 (REF) | 规格     | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|--------|---------|------|-----------|----------|
| 710313     | 13X175 | 175     | 135° | 35        | 42       |
| 710314     | 14X175 | 175     | 135° | 35        | 42       |
| 710315     | 15X175 | 175     | 135° | 35        | 42       |
| 710316     | 16X175 | 175     | 135° | 35        | 42       |
| 710317     | 17X175 | 175     | 135° | 35        | 42       |
| 710318     | 18X175 | 175     | 135° | 37        | 44       |
| 710319     | 19X175 | 175     | 135° | 37        | 44       |
| 710320     | 20X175 | 175     | 135° | 37        | 44       |
| 710322     | 14X205 | 205     | 135° | 35        | 42       |

| 产品编号 (REF) | 规格     | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|--------|---------|------|-----------|----------|
| 710323     | 15X205 | 205     | 135° | 35        | 42       |
| 710324     | 16X205 | 205     | 135° | 35        | 42       |
| 710325     | 17X205 | 205     | 135° | 35        | 42       |
| 710326     | 18X205 | 205     | 135° | 37        | 44       |
| 710327     | 19X205 | 205     | 135° | 37        | 44       |
| 710328     | 20X205 | 205     | 135° | 37        | 44       |
| 710329     | 21X205 | 205     | 135° | 37        | 44       |
| 710330     | 14X245 | 245     | 135° | 35        | 42       |
| 710331     | 15X245 | 245     | 135° | 35        | 42       |
| 710332     | 16X245 | 245     | 135° | 35        | 42       |
| 710333     | 17X245 | 245     | 135° | 35        | 42       |
| 710334     | 18X245 | 245     | 135° | 37        | 44       |
| 710335     | 19X245 | 245     | 135° | 37        | 44       |
| 710336     | 20X245 | 245     | 135° | 37        | 44       |
| 710337     | 21X245 | 245     | 135° | 37        | 44       |
| 710339     | 15X280 | 280     | 135° | 35        | 42       |
| 710340     | 16X280 | 280     | 135° | 35        | 42       |
| 710341     | 17X280 | 280     | 135° | 35        | 42       |
| 710342     | 18X280 | 280     | 135° | 37        | 44       |
| 710343     | 19X280 | 280     | 135° | 37        | 44       |
| 710344     | 20X280 | 280     | 135° | 37        | 44       |

## • TATCH Long 光面无领柄



### 产品特性

- 双锥形外形设计，骨水泥柄的理想选择；
  - 提高抗旋转稳定性；
  - 促进骨水泥渗透进松质骨骨小梁间隙中，形成若干“微锁定”机制；
- 高抛光表面，形成完整的骨水泥鞘，实现更好的铰锁机制；
- 近端双标准植入线，提供假体植入髓腔位置的最佳标准；
- 3 种常规型号，满足髓腔近端、远端不同患者的需要。可提供特殊型号；
- 配套齐全的器械。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|----|---------|------|-----------|----------|
| 710452     | 21 | 180     | 132° | 27.5      | 40       |
| 710454     | 25 | 200     | 132° | 28.5      | 42       |
| 710456     | 29 | 220     | 132° | 29.5      | 44       |

特殊翻修

• 双涂层组合柄



产品特性


- 独立的股骨颈和袖套可以有 360° 的旋转度，且拥有独立的尺寸，达到最优的组配效果；
- 颈长、偏心距可调，满足不同病症术中的需求；
- 近端袖套长期有效的固定形式—Ti + HA 双涂层固定；
- 冠状面的槽口减少了柄远端的坚硬度且帮助减轻柄末端的腿痛的发生；
- 远端凹槽加强了旋转稳定性；
- 多种柄长度提供了多种范围的稳定性选择方式，适用于 DDH。

| 产品编号 (REF) | 规格           | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 710440     | 6x12x115-30  | 115     | 135° | 21        | 28       |
| 710441     | 7x12x115-30  |         | 135° | 21        | 28       |
| 710442     | 8x14x130-30  | 130     | 135° | 21        | 28       |
| 710443     | 9x14x130-30  |         | 135° | 21        | 28       |
| 710444     | 10x16x150-30 | 150     | 135° | 21        | 28       |
| 710445     | 10x16x150-36 |         | 135° | 21        | 28       |
| 710364     | 11x16x150-30 |         | 135° | 21        | 28       |
| 710365     | 11x16x150-36 |         | 135° | 25        | 32       |
| 710366     | 13x18x160-30 | 160     | 135° | 21        | 28       |



| 产品编号 (REF) | 规格           | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 710367     | 13x18x160-36 | 160     | 135° | 25        | 32       |
| 710368     | 13x18x160-42 |         | 135° | 30        | 37       |
| 710369     | 15x20x165-36 | 165     | 135° | 25        | 32       |
| 710370     | 15x20x165-42 |         | 135° | 30        | 37       |
| 710371     | 17x22x165-36 |         | 135° | 25        | 32       |
| 710372     | 17x22x165-42 |         | 135° | 30        | 37       |
| 710373     | 19x24x175-36 | 175     | 135° | 25        | 32       |
| 710374     | 19x24x175-42 |         | 135° | 30        | 37       |
| 710375     | 9x14x205-30  | 205     | 135° | 21        | 28       |
| 710376     | 11x16x205-30 |         | 135° | 21        | 28       |
| 710377     | 11x16x205-36 |         | 135° | 25        | 32       |
| 710378     | 13x18x215-30 | 215     | 135° | 21        | 28       |
| 710379     | 13x18x215-36 |         | 135° | 25        | 32       |
| 710380     | 13x18x215-42 |         | 135° | 30        | 37       |
| 710381     | 15x20x225-36 | 225     | 135° | 25        | 32       |
| 710382     | 15x20x225-42 |         | 135° | 30        | 37       |
| 710383     | 17x22x230-36 | 230     | 135° | 25        | 32       |
| 710384     | 17x22x230-42 |         | 135° | 30        | 37       |
| 710385     | 19x24x230-36 |         | 135° | 25        | 32       |
| 710386     | 19x24x245-42 | 245     | 135° | 30        | 37       |

•  袖套



| 产品编号 (REF) | 规格   | 产品编号   | 规格   | 产品编号   | 规格   | 产品编号   | 规格   | 产品编号   | 规格   | 产品编号   | 规格   |
|------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| ASM 三角袖套   |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 710387     | 12BS | 710395 | 16BS | 710402 | 18BS | 710409 | 20BS | 710416 | 22BS | 710423 | 24BS |
| 710388     | 12BL | 710396 | 16BL | 710403 | 18BL | 710410 | 20BL | 710417 | 22BL | 710424 | 24BL |
| 710389     | 12DS | 710397 | 16DS | 710404 | 18DS | 710411 | 20DS | 710418 | 22DS | 710425 | 24DS |
| 710390     | 12DL | 710398 | 16DL | 710405 | 18DL | 710412 | 20DL | 710419 | 22DL | 710426 | 24DL |
| 710391     | 14BS | 710399 | 16FS | 710406 | 18FS | 710413 | 20FS | 710420 | 22FS | 710427 | 24FS |
| 710392     | 14BL | 710400 | 16FL | 710407 | 18FL | 710414 | 20FL | 710421 | 22FL | 710428 | 24FL |
| 710393     | 14DS | 710401 | 16FX | 710408 | 18FX | 710415 | 20FX | 710422 | 22FX | 710429 | 24FX |
| 710394     | 14DL |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| ASM 直型袖套   |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 718132     | 12B  | 718133 | 12D  | 718134 | 14B  | 718135 | 14D  | 718136 | 16B  | 718137 | 16D  |
| 718138     | 16F  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |



## • 股骨柄



### 产品特性

- 合理的粗隆假体设计，保证最小的截骨量；
- 粗隆下横槽，限位槽设计，有效掌握前倾角；
- 双锥面设计，抗旋转性能好；
- 髓腔部分抛光设计，降低假体和水泥之间的摩擦，实现更好的铰锁机制；
- 减压槽设计，防止术后栓塞的发生；
- 可与不同型号股骨头匹配，满足全髋或半髋手术的需要。

| 产品编号 (REF) | 规格 | 柄长 (mm) | 颈干角  | 垂直偏距 (mm) | 偏心距 (mm) | 近端替代高度 (mm) |
|------------|----|---------|------|-----------|----------|-------------|
| 710077     | 22 | 185     | 135° | 49.5      | 38       | 35          |
| 710078     | 26 | 205     | 135° | 49.5      | 38       | 35          |
| 710079     | 30 | 225     | 135° | 49.5      | 38       | 35          |

## 配件

## • 中置器



| 产品编号 (REF) | 规格 | 匹配水泥柄        |
|------------|----|--------------|
| 710253     | 5  | 通配 TAICH 无领柄 |
| 710254     | 6  |              |
| 710255     | 7  |              |

| 产品编号 (REF) | 规格 | 匹配水泥柄          |
|------------|----|----------------|
| 710249     | 10 | 通配 TAICH 无领柄   |
| 710250     | 11 |                |
| 710251     | 12 |                |
| 710659     | 14 | TAICH Long180  |
| 710660     | 15 | TAICH Long200  |
| 710661     | 16 | TAICH Long 220 |

- 栓子



| 产品编号 (REF) | 规格 | 匹配水泥柄               |
|------------|----|---------------------|
| 710246     | 11 | 匹配 09、10 TAICH 无领柄  |
| 710247     | 12 | 匹配 11、12 TAICH 无领柄  |
| 710248     | 13 | 匹配 13、14 TAICH 无领柄  |
| 710469     | 16 | 匹配 TAICH Long, JT 柄 |

- 金属接骨螺钉 (髌臼螺钉)



| 产品编号 (REF) | 规格     | 匹配髌臼                  | 灭菌状态 |
|------------|--------|-----------------------|------|
| 710822     | 4.5*36 | HARMONY 双涂髌臼<br>(翻修型) | 灭菌   |
| 710824     | 4.5*40 |                       | 灭菌   |
| 710826     | 4.5*44 |                       | 灭菌   |
| 710828     | 4.5*48 |                       | 灭菌   |
| 710301     | 6.0*16 | 44-62                 | 灭菌   |
| 710260     | 6.0*20 | 44-62                 | 灭菌   |
| 710261     | 6.0*26 | 44-62                 | 灭菌   |
| 710262     | 6.0*30 | 44-62                 | 灭菌   |
| 710263     | 6.0*36 | 44-62                 | 灭菌   |

## ● 骨小梁髁臼螺钉



| 产品编号 (REF) | 规格        | 匹配髁臼         | 灭菌状态 |
|------------|-----------|--------------|------|
| 710257     | HBQ4.5X20 | 骨小梁 DDH、标准臼杯 | 灭菌   |
| 710258     | HBQ4.5X26 |              | 灭菌   |
| 710259     | HBQ4.5X30 |              | 灭菌   |
| 710303     | HBQ4.5X36 |              | 灭菌   |
| 710304     | HBQ4.5X40 |              | 灭菌   |
| 710305     | HBQ4.5X46 |              | 灭菌   |
| 710308     | HBQ4.5X48 |              | 灭菌   |
| 710301     | HBQ6.0X16 |              | 灭菌   |
| 710260     | HBQ6.0X20 |              | 灭菌   |
| 710261     | HBQ6.0X26 |              | 灭菌   |
| 710262     | HBQ6.0X30 |              | 灭菌   |
| 710263     | HBQ6.0X36 |              | 灭菌   |
| 710306     | HBQ6.0X40 |              | 灭菌   |
| 710307     | HBQ6.0X46 |              | 灭菌   |
| 710309     | HBQ6.0X48 |              | 灭菌   |
| 718209     | HBQ6.0X22 |              | 灭菌   |
| 718210     | HBQ6.0X24 |              | 灭菌   |
| 718211     | HBQ6.0X28 |              | 灭菌   |
| 718212     | HBQ6.0X32 |              | 灭菌   |
| 718213     | HBQ6.0X34 |              | 灭菌   |



● 骨小梁翻修型髌臼螺钉





| 产品编号 (REF) | 规格          | 匹配髌臼     | 灭菌状态 |
|------------|-------------|----------|------|
| 710822     | R HBQ4.5X36 | 骨小梁翻修型臼杯 | 灭菌   |
| 710823     | R HBQ4.5X38 |          | 灭菌   |
| 710824     | R HBQ4.5X40 |          | 灭菌   |
| 710825     | R HBQ4.5X42 |          | 灭菌   |
| 710826     | R HBQ4.5X44 |          | 灭菌   |
| 710827     | R HBQ4.5X46 |          | 灭菌   |
| 710828     | R HBQ4.5X48 |          | 灭菌   |

## 腕关节器械

### • HARMONY 全腕器械





| 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称             | 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称           |
|----------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 1        | 85050001      | HARMONY 截骨尺      | 23       | 85050022      | HARMONY 髓腔锉拔出器 |
| 2        | 85050002      | HARMONY 铰刀 9-10  | 24       | 85050023      | HARMONY 股骨距锉头  |
| 3        | 85050003      | HARMONY 铰刀 11-12 | 25       | 85050030      | HARMONY 侧方锉    |
| 4        | 85050004      | HARMONY 铰刀 13-14 | 26       | 85010010      | 假体打拔器 -2       |
| 5        | 85050005      | HARMONY 铰刀 15-16 | 27       | 85010011      | 假体打拔器横杆        |
| 6        | 85050006      | HARMONY 铰刀 17    | 28       | 85010031      | 开髓器 -1         |
| 7        | 85050067      | HARMONY 引导铰刀     | 29       | 85010024      | 假体试头 24/+0     |
| 8        | 85050017      | HARMONY 试颈 9-10  | 30       | 85010025      | 假体试头 24/+3.5   |
| 9        | 85050018      | HARMONY 试颈 11-12 | 31       | 85010026      | 假体试头 24/+7     |
| 10       | 85050019      | HARMONY 试颈 13-14 | 32       | 85010027      | 假体试头 28/+0     |
| 11       | 85050020      | HARMONY 试颈 15-16 | 33       | 85010028      | 假体试头 28/+3.5   |
| 12       | 85050021      | HARMONY 试颈 17    | 34       | 85010029      | 假体试头 28/-3.5   |
| 13       | 85050007      | HARMONY 髓腔锉 9#   | 35       | 85010030      | 假体试头 28/+7     |
| 14       | 85050008      | HARMONY 髓腔锉 10#  | 36       | 85010004      | 开槽滑锤           |
| 15       | 85050009      | HARMONY 髓腔锉 11#  | 37       | 85010033      | 假体打入器          |
| 16       | 85050010      | HARMONY 髓腔锉 12#  | 38       | 85010035      | 打头器            |
| 17       | 85050011      | HARMONY 髓腔锉 13#  | 39       | 85010034      | 取头器            |
| 18       | 85050012      | HARMONY 髓腔锉 14#  | 40       | 85010046      | 双动试模 Φ40       |
| 19       | 85050013      | HARMONY 髓腔锉 15#  | 42       | 85010047      | 双动试模 Φ42       |
| 20       | 85050014      | HARMONY 髓腔锉 16#  | 42       | 85010048      | 双动试模 Φ44       |
| 21       | 85050015      | HARMONY 髓腔锉 17#  | 43       | 85010049      | 双动试模 Φ46       |
| 22       | 85050016      | HARMONY 髓腔锉打拔器   | 44       | 85010050      | 双动试模 Φ48       |





| 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称        | 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称         |
|----------|---------------|-------------|----------|---------------|--------------|
| 45       | 85010051      | 双动试模 Φ50    | 64       | 85020032      | 髌臼试模 Φ54     |
| 46       | 85010052      | 双动试模 Φ52    | 65       | 85020033      | 髌臼试模 Φ56     |
| 47       | 85020020      | T 型手柄       | 66       | 85020034      | 髌臼试模 Φ58     |
| 48       | 85020021      | 髌臼（双极头）试模手柄 | 67       | 85020035      | 髌臼试模 Φ60     |
| 49       | 85020005      | 髌臼锉 Φ44     | 68       | 85020071      | 内衬安放器头 24    |
| 50       | 85020006      | 髌臼锉 Φ46     | 69       | 85020072      | 内衬安放器头 28    |
| 51       | 85020007      | 髌臼锉 Φ48     | 70       | 85020041      | 万向改锥         |
| 52       | 85020008      | 髌臼锉 Φ50     | 71       | 85020045      | 软钻导向器 -2     |
| 53       | 85020009      | 髌臼锉 Φ52     | 72       | 85020046      | 持钉钳          |
| 54       | 85020010      | 髌臼锉 Φ54     | 73       | 85020049      | 软钻           |
| 55       | 85020011      | 髌臼锉 Φ56     | 74       | 85020066      | 髌臼测深尺        |
| 56       | 85020012      | 髌臼锉 Φ58     | 75       | 85020075      | 角度指针 -2      |
| 57       | 85020013      | 髌臼锉 Φ60     | 76       | 85020074      | 外杯（髌臼）植入器 -2 |
| 58       | 85020015      | 髌臼锉连杆       | 77       | 85020076      | 加长软钻 -2      |
| 59       | 85020027      | 髌臼试模 Φ44    | 78       | 85010054      | 卡环取出器        |
| 60       | 85020028      | 髌臼试模 Φ46    | 79       | 85010055      | 髌臼拉钩 -4      |
| 61       | 85020029      | 髌臼试模 Φ48    | 80       | 85010058      | 髌臼拉钩 -4      |
| 62       | 85020030      | 髌臼试模 Φ50    | 81       | 85010059      | 髌臼拉钩 -5      |
| 63       | 85020031      | 髌臼试模 Φ52    | 82       | 85050066      | HARMONY 工具箱  |

• 骨水泥全腕器械





| 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称              | 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称     |
|----------|---------------|-------------------|----------|---------------|----------|
| 1        | 85010006      | 截骨尺               | 23       | 85010046      | 双动试模 Φ40 |
| 2        | 85040119      | TAICH 髓腔锉 9#      | 24       | 85010047      | 双动试模 Φ42 |
| 3        | 85040120      | TAICH 髓腔锉 10#     | 25       | 85010048      | 双动试模 Φ44 |
| 4        | 85040121      | TAICH 髓腔锉 11#     | 26       | 85010049      | 双动试模 Φ46 |
| 5        | 85040122      | TAICH 髓腔锉 12#     | 27       | 85010050      | 双动试模 Φ48 |
| 6        | 85040123      | TAICH 髓腔锉 13#     | 28       | 85010051      | 双动试模 Φ50 |
| 7        | 85040124      | TAICH 髓腔锉 14#     | 29       | 85010052      | 双动试模 Φ52 |
| 8        | 85010024      | 假体试头 24/+0        | 30       | 85020005      | 髌臼锉 Φ44  |
| 9        | 85010025      | 假体试头 24/+3.5      | 31       | 85020006      | 髌臼锉 Φ46  |
| 10       | 85010026      | 假体试头 24/+7        | 32       | 85020007      | 髌臼锉 Φ48  |
| 11       | 85010027      | 假体试头 28/+0        | 33       | 85020008      | 髌臼锉 Φ50  |
| 12       | 85010028      | 假体试头 28/+3.5      | 34       | 85020009      | 髌臼锉 Φ52  |
| 13       | 85010029      | 假体试头 28/-3.5      | 35       | 85020010      | 髌臼锉 Φ54  |
| 14       | 85010030      | 假体试头 28/+7        | 36       | 85020011      | 髌臼锉 Φ56  |
| 15       | 85010037      | 加长栓子工具            | 37       | 85020012      | 髌臼锉 Φ58  |
| 16       | 85010039      | 铰刀 1#             | 38       | 85020013      | 髌臼锉 Φ60  |
| 17       | 85010040      | 铰刀 2#             | 39       | 85020027      | 髌臼试模 Φ44 |
| 18       | 85040125      | TAICH 试颈 9/10     | 40       | 85020028      | 髌臼试模 Φ46 |
| 19       | 85040117      | TAICH 试颈 11/12/13 | 41       | 85020029      | 髌臼试模 Φ48 |
| 20       | 85040118      | TAICH 试颈 14       | 42       | 85020030      | 髌臼试模 Φ50 |
| 21       | 85010054      | 卡环取出器             | 43       | 85020031      | 髌臼试模 Φ52 |
| 22       | 85020020      | T 型手柄             | 44       | 85020032      | 髌臼试模 Φ54 |






| 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称            | 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称             |
|----------|---------------|-----------------|----------|---------------|------------------|
| 45       | 85020033      | 髌臼试模 Φ56        | 61       | 85050016      | HARMONY 髓腔锉打拔器   |
| 46       | 85020034      | 髌臼试模 Φ58        | 62       | 85010004      | 开槽滑锤             |
| 47       | 85020035      | 髌臼试模 Φ60        | 63       | 85010055      | 髌臼拉钩 -1          |
| 48       | 85020015      | 髌臼锉连杆           | 64       | 85010058      | 髌臼拉钩 -4          |
| 49       | 85020023      | 髌臼水泥加压器         | 65       | 85010059      | 髌臼拉钩 -5          |
| 50       | 85020071      | 内衬安放器头 24       | 66       | 85020022      | 髌臼水泥加压器          |
| 51       | 85020072      | 内衬安放器头 28       | 67       | 85020037      | 针帽               |
| 52       | 85010010      | 假体打拔器 -2        | 68       | 85020041      | 万向改锥             |
| 53       | 85010011      | 假体打拔器横杆         | 69       | 85020045      | 软钻导向器 -2         |
| 54       | 85010012      | 股骨距锉头           | 70       | 85020046      | 持钉钳              |
| 55       | 85010031      | 开髓器 -1          | 71       | 85020049      | 软钻               |
| 56       | 85010033      | 假体打入器           | 72       | 85020076      | 加长软钻             |
| 57       | 85010034      | 取头器             | 73       | 85020066      | 髌臼测深尺            |
| 58       | 85010035      | 打头器             | 74       | 85020067      | 髌臼打孔钻            |
| 59       | 85020021      | 髌臼 ( 双极头 ) 试模手柄 | 75       | 85020074      | 外杯 ( 髌臼 ) 植入器 -2 |
| 60       | 85020024      | 髓腔水泥加压器         | 76       | 85020075      | 角度指针 -2          |

• RSL 器械





| 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称          | 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称                |
|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------|
| 1        | 85060040      | R-SL 铰刀 12#   | 21       | 85060015      | R-SL 远端试模 18#       |
| 2        | 85060036      | R-SL 铰刀 13#   | 22       | 85060016      | R-SL 远端试模 19#       |
| 3        | 85060001      | R-SL 铰刀 14#   | 23       | 85060017      | R-SL 远端试模 20#       |
| 4        | 85060002      | R-SL 铰刀 15#   | 24       | 85060018      | R-SL 远端试模 21#       |
| 5        | 85060003      | R-SL 铰刀 16#   | 25       | 85060019      | R-SL 近端试模 175 (42)  |
| 6        | 85060004      | R-SL 铰刀 17#   | 26       | 85060020      | R-SL 近端试模 175 (44)  |
| 7        | 85060005      | R-SL 铰刀 18#   | 27       | 85060021      | R-SL 近端试模 205 (42)  |
| 8        | 85060006      | R-SL 铰刀 19#   | 28       | 85060022      | R-SL 近端试模 205 (44)  |
| 9        | 85060007      | R-SL 铰刀 20#   | 29       | 85060023      | R-SL 近端试模 245 (42)  |
| 10       | 85060008      | R-SL 铰刀 21#   | 30       | 85060024      | R-SL 近端试模 245 (44)  |
| 11       | 85060009      | R-SL 假体打拨器    | 31       | 85060025      | R-SL 近端试模 280 (42)  |
| 12       | 85060010      | R-SL 假体打拨器横杆  | 32       | 85060026      | R-SL 近端试模 280 (44)  |
| 13       | 85060032      | R-SL 骨刀 (大)   | 33       | 85060031      | R-SL 3.5 六方改锥 (T 型) |
| 14       | 85060033      | R-SL 骨刀 (中)   | 34       | 85020020      | T 型手柄               |
| 15       | 85060034      | R-SL 骨刀 (小)   | 35       | 85010004      | 开槽滑锤                |
| 16       | 85060039      | R-SL 远端试模 13# | 36       | 85060027      | R-SL 螺钉 175         |
| 17       | 85060011      | R-SL 远端试模 14# | 37       | 85060028      | R-SL 螺钉 205         |
| 18       | 85060012      | R-SL 远端试模 15# | 38       | 85060029      | R-SL 螺钉 245         |
| 19       | 85060013      | R-SL 远端试模 16# | 39       | 85060030      | R-SL 螺钉 280         |
| 20       | 85060014      | R-SL 远端试模 17# |          | 85060035      | R-SL 工具箱            |

翻修器械





| 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称         | 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称       |
|----------|---------------|--------------|----------|---------------|------------|
| 1        | 85040007      | 弯铲（001）      | 15       | 85040020      | 圆头刮匙（013）  |
| 2        | 85040008      | 小扁铲（002A）    | 16       | 85040021      | 长圆头刮匙（014） |
| 3        | 85040009      | 大扁铲（002B）    | 17       | 85040022      | 钩刮匙（015）   |
| 4        | 85040010      | 方头凿（003）     | 18       | 85040024      | 提钩（017）    |
| 5        | 85040011      | 长鱼尾凿（004）    | 19       | 85040025      | 压骨器（018）   |
| 6        | 85040012      | 短鱼尾凿（005）    | 20       | 85040001      | 钢丝引导器（019） |
| 7        | 85040013      | 角凿（006）      | 21       | 85040002      | 铰刀 Φ10     |
| 8        | 85040023      | 凹弧凿（016）     | 22       | 85040003      | 铰刀 Φ11     |
| 9        | 85040014      | 短直头弯半圆铲（007） | 23       | 85040004      | 铰刀 Φ12     |
| 10       | 85040015      | 长直头弯半圆铲（008） | 24       | 85040005      | 铰刀 Φ13     |
| 11       | 85040016      | 弯头直半圆铲（009）  | 25       | 85040006      | 铰刀 T 型手柄   |
| 12       | 85040017      | 窄斜头半圆铲（010）  | 26       | 85010037      | 加长栓子工具     |
| 13       | 85040018      | 宽斜头半圆铲（011）  | 27       | 85040031      | 通用柄取出器     |
| 14       | 85040019      | 直头半圆铲（012）   | 28       | 85040032      | 通用柄取出器 -2  |



• 腕臼取出器械



| 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称            | 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称                |
|----------|---------------|-----------------|----------|---------------|---------------------|
| 1        | 85040033      | 骨刀（长） $\phi$ 46 | 14       | 85040052      | 骨刀（短） $\phi$ 54     |
| 2        | 85040034      | 骨刀（长） $\phi$ 48 | 15       | 85040053      | 骨刀（短） $\phi$ 56     |
| 3        | 85040035      | 骨刀（长） $\phi$ 50 | 16       | 85040054      | 骨刀（短） $\phi$ 58     |
| 4        | 85040036      | 骨刀（长） $\phi$ 52 | 17       | 85040055      | 骨刀（短） $\phi$ 60     |
| 5        | 85040037      | 骨刀（长） $\phi$ 54 | 18       | 85040056      | 骨刀（短） $\phi$ 62     |
| 6        | 85040038      | 骨刀（长） $\phi$ 56 | 19       | 85040044      | 球头 $\phi$ 22        |
| 7        | 85040039      | 骨刀（长） $\phi$ 58 | 20       | 85040045      | 球头 $\phi$ 24        |
| 8        | 85040040      | 骨刀（长） $\phi$ 60 | 21       | 85040046      | 球头 $\phi$ 28        |
| 9        | 85040041      | 骨刀（长） $\phi$ 62 | 22       | 85040047      | 球头 $\phi$ 32        |
| 10       | 85040048      | 骨刀（短） $\phi$ 46 | 23       | 85040042      | 腕臼取出器 40            |
| 11       | 85040049      | 骨刀（短） $\phi$ 48 | 24       | 85040043      | 腕臼取出器 60            |
| 12       | 85040050      | 骨刀（短） $\phi$ 50 | 25       | 85060031      | R-SL 3.5 六方改锥 (T 型) |
| 13       | 85040051      | 骨刀（短） $\phi$ 52 |          |               |                     |




| 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称            | 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称                  |
|----------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------|
| 1        | 85070003      | ASM 远端直铰刀 6#    | 24       | 85070026      | ASM 远端直铰刀 19#         |
| 2        | 85070004      | ASM 远端直铰刀 7#    | 25       | 85070027      | ASM 远端直铰刀 19.5#       |
| 3        | 85070005      | ASM 远端直铰刀 8#    | 26       | 85070028      | ASM 铰链刀连接器            |
| 4        | 85070006      | ASM 远端直铰刀 9#    | 27       | 85070029      | ASM 近端铰链刀 12B         |
| 5        | 85070007      | ASM 远端直铰刀 9.5#  | 28       | 85070030      | ASM 近端铰链刀 12D         |
| 6        | 85070008      | ASM 远端直铰刀 10#   | 29       | 85070031      | ASM 近端铰链刀 14B         |
| 7        | 85070009      | ASM 远端直铰刀 10.5# | 30       | 85070032      | ASM 近端铰链刀 14D+16B     |
| 8        | 85070010      | ASM 远端直铰刀 11#   | 31       | 85070033      | ASM 近端铰链刀 14F+16D+18B |
| 9        | 85070011      | ASM 远端直铰刀 11.5# | 32       | 85070034      | ASM 近端铰链刀 16F+18D+20B |
| 10       | 85070012      | ASM 远端直铰刀 12#   | 33       | 85070035      | ASM 近端铰链刀 18F+20D+22B |
| 11       | 85070013      | ASM 远端直铰刀 12.5# | 34       | 85070036      | ASM 近端铰链刀 20F+22D+24B |
| 12       | 85070014      | ASM 远端直铰刀 13#   | 35       | 85070039      | ASM 袖套铰刀 12#          |
| 13       | 85070015      | ASM 远端直铰刀 13.5# | 36       | 85070040      | ASM 袖套铰刀 14#          |
| 14       | 85070016      | ASM 远端直铰刀 14#   | 37       | 85070041      | ASM 袖套铰刀 16#          |
| 15       | 85070017      | ASM 远端直铰刀 14.5# | 38       | 85070042      | ASM 袖套铰刀 18#          |
| 16       | 85070018      | ASM 远端直铰刀 15#   | 39       | 85070043      | ASM 袖套铰刀 20#          |
| 17       | 85070019      | ASM 远端直铰刀 15.5# | 40       | 85070044      | ASM 袖套铰刀 22#          |
| 18       | 85070020      | ASM 远端直铰刀 16#   | 41       | 85070045      | ASM 袖套铰刀 24#          |
| 19       | 85070021      | ASM 远端直铰刀 16.5# | 42       | 85070046      | ASM 袖套铰刀定位器           |
| 20       | 85070022      | ASM 远端直铰刀 17#   | 43       | 85070047      | 袖套铰刀导向器 12B           |
| 21       | 85070023      | ASM 远端直铰刀 17.5# | 44       | 85070048      | 袖套铰刀导向器 12D           |
| 22       | 85070024      | ASM 远端直铰刀 18#   | 45       | 85070049      | 袖套铰刀导向器 14B           |
| 23       | 85070025      | ASM 远端直铰刀 18.5# | 46       | 85070050      | 袖套铰刀导向器 14D+16B       |



| 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称                | 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称            |
|----------|---------------|---------------------|----------|---------------|-----------------|
| 47       | 85070051      | 袖套铰刀导向器 14F+16D+18B | 70       | 85070081      | 远端导向杆 15*20(加长) |
| 48       | 85070052      | 袖套铰刀导向器 16F+18D+20B | 71       | 85070082      | ASM 远端导向杆 17*22 |
| 49       | 85070053      | 袖套铰刀导向器 18F+20D+22B | 72       | 85070083      | 远端导向杆 17*22(加长) |
| 50       | 85070054      | 袖套铰刀导向器 20F+22D+24B | 73       | 85070084      | ASM 远端导向杆 19*24 |
| 51       | 85070055      | 袖套铰刀导向器 22F+24D     | 74       | 85070085      | 远端导向杆 19*24(加长) |
| 52       | 85070056      | 袖套铰刀导向器 24F         | 75       | 85070086      | ASM 试颈 30       |
| 53       | 85070058      | ASM 袖套连接器 12#       | 76       | 85070087      | ASM 试颈 36       |
| 54       | 85070059      | ASM 袖套连接器 14#       | 77       | 85070088      | ASM 试颈 42       |
| 55       | 85070060      | ASM 袖套连接器 16#       | 78       | 85070112      | ASM 袖套试模连接器 12# |
| 56       | 85070061      | ASM 袖套连接器 18#       | 79       | 85070113      | ASM 袖套试模连接器 14# |
| 57       | 85070062      | ASM 袖套连接器 20#       | 80       | 85070114      | ASM 袖套试模连接器 16# |
| 58       | 85070063      | ASM 袖套连接器 22#       | 81       | 85070115      | ASM 袖套试模连接器 18# |
| 59       | 85070064      | ASM 袖套连接器 24#       | 82       | 85070116      | ASM 袖套试模连接器 20# |
| 60       | 85070065      | ASM 袖套试模打入器         | 83       | 85070117      | ASM 袖套试模连接器 22# |
| 61       | 85070072      | ASM 远端导向杆 6*12      | 84       | 85070118      | ASM 袖套试模连接器 24# |
| 62       | 85070073      | ASM 远端导向杆 7*12      | 85       | 85070120      | ASM 螺钉 M6       |
| 63       | 85070074      | ASM 远端导向杆 8*14      | 86       | 85070121      | ASM 螺钉 M8       |
| 64       | 85070075      | ASM 远端导向杆 9*14      | 87       | 85070122      | ASM 螺钉 M10      |
| 65       | 85070076      | ASM 远端导向杆 11*16     | 88       | 85070090      | ASM 袖套试模 12BS   |
| 66       | 85070077      | ASM 远端导向杆 11*16(加长) | 89       | 85070091      | ASM 袖套试模 12BL   |
| 67       | 85070078      | ASM 远端导向杆 13*18     | 90       | 85070092      | ASM 袖套试模 12DS   |
| 68       | 85070079      | ASM 远端导向杆 13*18(加长) | 91       | 85070093      | ASM 袖套试模 12DL   |
| 69       | 85070080      | ASM 远端导向杆 15*20     | 92       | 85070094      | ASM 袖套试模 14BS   |





| 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称                | 图示<br>序号 | 器械编码<br>(REF) | 器械名称                |
|----------|---------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|
| 93       | 85070095      | ASM 袖套试模 14BL       | 116      | 85070136      | ASM 袖套试模 20FX(LY12) |
| 94       | 85070096      | ASM 袖套试模 14DS       | 117      | 85070123      | ASM 假体 / 试模打入器 2    |
| 95       | 85070097      | ASM 袖套试模 14DL       | 118      | 85070124      | ASM 假体打入器           |
| 96       | 85070098      | ASM 袖套试模 16BS       | 119      | 85070125      | ASM 分离器 1           |
| 97       | 85070099      | ASM 袖套试模 16BL       | 120      | 85070126      | ASM 分离器 2 (薄)       |
| 98       | 85070100      | ASM 袖套试模 16DS       | 121      | 85070127      | ASM 分离器 2 (厚)       |
| 99       | 85070101      | ASM 袖套试模 16DL       | 122      | 85070128      | ASM 假体矫正器           |
| 100      | 85070102      | ASM 袖套试模 16FS       | 123      | 85010035      | 打头器                 |
| 101      | 85070103      | ASM 袖套试模 16FL       | 124      | 85020020      | T 型手柄               |
| 102      | 85070104      | ASM 袖套试模 16FX       | 125      | 85020016      | 快装接头 Φ6             |
| 103      | 85070105      | ASM 袖套试模 18BS       | 126      | 85070066      | ASM 袖套试模取出器 1       |
| 104      | 85070106      | ASM 袖套试模 18BL       | 127      | 85070067      | ASM 袖套试模取出器 2       |
| 105      | 85070107      | ASM 袖套试模 18DS       | 128      | 85070068      | ASM 加板 14-16        |
| 106      | 85070108      | ASM 袖套试模 18DL       | 129      | 85070069      | ASM 加板 18-20        |
| 107      | 85070109      | ASM 袖套试模 18FS       | 130      | 85070070      | ASM 加板 22-24        |
| 108      | 85070110      | ASM 袖套试模 18FL       | 131      | 85070071      | ASM 滑锤              |
| 109      | 85070111      | ASM 袖套试模 18FX       | 132      | 85070089      | ASM 试颈取出器           |
| 110      | 85070130      | ASM 袖套试模 20BS(LY12) | 133      | 85070001      | ASM 截骨尺             |
| 111      | 85070131      | ASM 袖套试模 20BL(LY12) | 134      | 85070002      | ASM 开髓器             |
| 112      | 85070132      | ASM 袖套试模 20DS(LY12) | 135      | 85070119      | ASM 改锥              |
| 113      | 85070133      | ASM 袖套试模 20DL(LY12) | 136      | 85070129      | ASM 工具箱             |
| 114      | 85070134      | ASM 袖套试模 20FS(LY12) | 137      | 85070130      | ASM 工具箱 I           |
| 115      | 85070135      | ASM 袖套试模 20FL(LY12) | 138      | 85070131      | ASM 工具箱 II          |

# KNEE

在 CNAS 国际实验室进行了 1000 万次胫骨假体动态循环疲劳试验；500 万次膝关节各关节面的动态磨损试验，试验结果优异，均达到国际标准。

## 膝关节阶梯性手术治疗产品解决方案

### ► 保膝

CDFORLIN



股骨远端内侧



股骨远端外侧



股骨近端内侧



股骨近端外侧

### ► 普通初次全膝

股骨髁



XI PS



XII CR



XII PS



XII RPS



R SX

胫骨平台垫



XI PS



XII CR



XII PS



XII PLUS



XII RPS



R SX

胫骨平台



XI PS



XII CR



XII PS



XII RPS




R SX

配件



延长杆




胫骨中心型垫块



中心锁钉



胫骨内外侧垫块



股骨远端内外侧垫块

股骨后髁垫块






## 保膝

### • COFORLIN

## 膝关节周围锁定接骨板系统

### • 胫骨近端内侧



### 产品特性

- 分左右，符合胫骨平台的解剖形态；
- 头部三孔轴线向下、内收，增强矫形稳定性；
- 加压时，使用垫片螺钉使鹅足在板下可自由滑动；
- 锁定加压结合孔设计，满足不同骨质患者的需求；
- 纯钛材质，为截骨固定提供较好的韧性，有效降低骨板断裂风险。

| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 长 / 宽 / 厚 | 材质 |
|------------|----------|-----------|----|
| 717721     | 5 孔 (L)  | 116/16/3  | A  |
| 717722     | 5 孔 (R)  | 116/16/3  | A  |

• **COFORLIN**  
膝关节周围锁定接骨板系统

• 胫骨近端外侧



产品特性


- 分左右，最佳匹配人体解剖形态；
- 远端锥形设计，便于微创手术；
- 3 个锁定加压结合孔设计，提供灵活的固定方式；
- 5 个锁定孔设计，锁定为固定角结构；
- 纯钛材质，为截骨固定提供较好的韧性。

| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 长 / 宽 / 厚  | 材质 |
|------------|----------|------------|----|
| 717237     | 3 孔 (L)  | 102/16/4.5 | A  |
| 717238     | 3 孔 (R)  | 102/16/4.5 | A  |

## • COFORLIN

### 膝关节周围锁定接骨板系统

- 股骨远端内侧




#### 产品特性

- 分左右，最佳匹配人体解剖形态；=
- 远端锥形设计，便于微创手术；
- 4 个锁定加压结合孔设计，提供灵活的固定方式；
- 4 个锁定孔设计，锁定为固定角结构；
- 纯钛材质，为截骨固定提供较好的韧性。

| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 长 / 宽 / 厚 | 材质 |
|------------|----------|-----------|----|
| 717775     | 4 孔 (L)  | 120/18/4  | A  |
| 717776     | 4 孔 (R)  | 120/18/4  | A  |

- **COFORLIN**
- 膝关节周围锁定接骨板系统
- 股骨远端外侧



产品特性

- 分左右，最佳匹配人体解剖形态；
- 远端锥形设计，便于微创手术；
- 5 个锁定加压结合孔设计，提供灵活的固定方式；
- 4 个锁定孔设计，锁定为固定角结构；
- 纯钛材质，为截骨固定提供较好的韧性。

| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 长 / 宽 / 厚  | 材质 |
|------------|----------|------------|----|
| 717803     | 5 孔 (L)  | 141/16/5.5 | A  |
| 717804     | 5 孔 (R)  | 141/16/5.5 | A  |

## 普通初次

• XIPS



### 产品特性

- 高屈曲活动度的设计；
- 优化的髋股关节面设计，更好恢复患者术后活动度；
- 定制化的假体型号，满足不同体型、不同患者的需求；
- 等比例外侧增大的后髁，增大关节面接触面积，力的传导性越好，磨损小；
- 超镜面抛光处理，降低术后股骨髓运动过程中的磨损，有效减少碎屑的产生；
- 圆滑的髁间槽处理，等量的髁间槽截骨量，减少屈曲活动中立柱的磨损和碰撞；
- 延伸的凸轮，有效降低股胫关节术后脱位的风险。

| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 716009     | 1#(左)    | 716008     | 1#(右)    | 55       | 59       |
| 716011     | 2#(左)    | 716010     | 2#(右)    | 57       | 61       |
| 716013     | 3#(左)    | 716012     | 3#(右)    | 59       | 64       |
| 716015     | 4#(左)    | 716014     | 4#(右)    | 61       | 66       |
| 716017     | 5#(左)    | 716016     | 5#(右)    | 63       | 68       |
| 716019     | 6#(左)    | 716018     | 6#(右)    | 66       | 71       |
| 716021     | 7#(左)    | 716020     | 7#(右)    | 68       | 73       |
| 716023     | 8#(左)    | 716022     | 8#(右)    | 70       | 75       |
| 716025     | 9#(左)    | 716024     | 9#(右)    | 72       | 78       |



产品特性

- 高屈曲活动度的设计；
- 优化的髌股关节面设计，更好恢复患者术后活动度；
- 定制化的假体型号，满足不同体型、不同患者的需求；
- 等比例外侧增大的后髁，增大关节面接触面积，力的传导性越好，磨损小；
- 超镜面抛光处理，降低术后股骨髁运动过程中的磨损，有效减少碎屑的产生。

| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 716097     | 1#(左)    | 716096     | 1#(右)    | 55       | 59       |
| 716099     | 2#(左)    | 716098     | 2#(右)    | 57       | 61       |
| 716101     | 3#(左)    | 716100     | 3#(右)    | 59       | 64       |
| 716103     | 4#(左)    | 716102     | 4#(右)    | 61       | 66       |
| 716105     | 5#(左)    | 716104     | 5#(右)    | 63       | 68       |
| 716107     | 6#(左)    | 716106     | 6#(右)    | 66       | 71       |
| 716109     | 7#(左)    | 716108     | 7#(右)    | 68       | 73       |
| 716111     | 8#(左)    | 716110     | 8#(右)    | 70       | 75       |
| 716113     | 9#(左)    | 716113     | 9#(右)    | 72       | 78       |

## 复杂初次

### • XII PS



### 产品特性

- 高屈曲活动度的设计；
- 优化的髌股关节面设计，更好恢复患者术后活动度；
- 定制化的假体型号，满足不同体型、不同患者的需求；
- 等比例外侧增大的后髁，增大关节面接触面积，力的传导性越好，磨损小；
- 超镜面抛光处理，降低术后股骨髓运动过程中的磨损，有效减少碎屑的产生；
- 圆滑的髁间槽处理，等量的髁间槽截骨量，减少屈曲活动中立柱的磨损和碰撞；
- 延伸的凸轮，有效降低股胫关节术后脱位的风险。

| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 719369     | 1#(左)    | 719368     | 1#(右)    | 55       | 59       |
| 719371     | 2#(左)    | 719370     | 2#(右)    | 57       | 61       |
| 719373     | 3#(左)    | 719372     | 3#(右)    | 59       | 64       |
| 719375     | 4#(左)    | 719374     | 4#(右)    | 61       | 66       |
| 719359     | 5#(左)    | 719376     | 5#(右)    | 63       | 68       |
| 719361     | 6#(左)    | 719360     | 6#(右)    | 66       | 71       |
| 719363     | 7#(左)    | 719362     | 7#(右)    | 68       | 73       |
| 719365     | 8#(左)    | 719364     | 8#(右)    | 70       | 75       |
| 719367     | 9#(左)    | 719366     | 9#(右)    | 72       | 78       |

翻修

RSX PS



产品特性

- 高屈曲活动度的设计；
- 自带 5° 外翻角设计；
- 优化的髌股关节面设计，更好恢复患者术后活动度；
- 定制化的假体型号，满足不同体型、不同患者的需求；
- 等比例外侧增大的后髁，增大关节面接触面积，力的传导性越好，磨损小；
- 恒定的髌间截骨量，实现最小髌间截骨的同时，有效保留骨量；；
- 超镜面抛光处理，降低术后股骨髁运动过程中的磨损，有效减少碎屑的产生；
- 可连接延长杆和垫块设计，有效解决股骨侧骨缺损的手术问题。

| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 716055     | 1#(左)    | 716054     | 1#(右)    | 55       | 59       |
| 716057     | 2#(左)    | 716056     | 2#(右)    | 57       | 61       |
| 716059     | 3#(左)    | 716058     | 3#(右)    | 59       | 64       |
| 716061     | 4#(左)    | 716060     | 4#(右)    | 61       | 66       |
| 716063     | 5#(左)    | 716062     | 5#(右)    | 63       | 68       |
| 716065     | 6#(左)    | 716064     | 6#(右)    | 66       | 71       |
| 716067     | 7#(左)    | 716066     | 7#(右)    | 68       | 73       |
| 716069     | 8#(左)    | 716068     | 8#(右)    | 70       | 75       |



## 普通初次

• XI PS



### 产品特性

- 高屈曲活动度的设计；
- 允许膝关节的旋转及过伸活动；
- 实现与所有型号股骨髁假体的通配；
- 胫 - 股关节面 1:1 接触，增加关节接触面的同时，有效降低术后运动过程中的磨损；
- 髌骨凹设计，实现高屈曲位下的髌腱保护；
- 圆形立柱设计，减少应力的同时，防止股胫关节脱位的发生；

| 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) | 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|---------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| 716026     | 1# × 8  | 38       | 59       | 716034     | 4# × 8  | 46/48    | 71/75    |
| 716027     | 1# × 10 | 38       | 59       | 716035     | 4# × 10 | 46/48    | 71/75    |
| 716028     | 1# × 12 | 38       | 59       | 716036     | 4# × 12 | 46/48    | 71/75    |
| 716029     | 1# × 14 | 38       | 59       | 716037     | 4# × 14 | 46/48    | 71/75    |
| 716030     | 2# × 8  | 41/43    | 63/67    | 716038     | 6# × 8  | 51/53    | 79/83    |
| 716031     | 2# × 10 | 41/43    | 63/67    | 716039     | 6# × 10 | 51/53    | 79/83    |
| 716032     | 2# × 12 | 41/43    | 63/67    | 716040     | 6# × 12 | 51/53    | 79/83    |
| 716033     | 2# × 14 | 41/43    | 63/67    | 716041     | 6# × 14 | 51/53    | 79/83    |

•XII PS




产品特性


- 高屈曲活动度的设计；
- 允许膝关节的旋转及过伸活动；
- 实现与所有型号股骨髁假体的通配；
- 胫 – 股关节面 1:1 接触，增加关节接触面的同时，有效降低术后运动过程中的磨损；
- 圆形立柱设计，减少应力的同时，防止股胫关节脱位的发生；
- 髌骨凹设计，实现高屈曲位下的髌腱保护；；
- 胫骨平台垫背侧易导入性，术中准确快速的实现平台垫与胫骨平台的安装。

| 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) | 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|---------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| 716238     | 1# × 10 | 38       | 59       | 716250     | 4# × 10 | 46/48    | 71/75    |
| 716239     | 1# × 12 | 38       | 59       | 716251     | 4# × 12 | 46/48    | 71/75    |
| 716240     | 1# × 14 | 38       | 59       | 716252     | 4# × 14 | 46/48    | 71/75    |
| 716997     | 1# × 16 | 38       | 59       | 716999     | 4# × 16 | 46/48    | 71/75    |
| 716242     | 2# × 10 | 41/43    | 63/67    | 716258     | 6# × 10 | 51/53    | 79/83    |
| 716243     | 2# × 12 | 41/43    | 63/67    | 716259     | 6# × 12 | 51/53    | 79/83    |
| 716244     | 2# × 14 | 41/43    | 63/67    | 716260     | 6# × 14 | 51/53    | 79/83    |
| 716998     | 2# × 16 | 41/43    | 63/67    | 717000     | 6# × 16 | 51/53    | 79/83    |

• **XII CR**



• **XII AS**



| 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) | 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|---------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| 716202     | 1# × 10 | 38       | 59       | 716214     | 4# × 10 | 46/48    | 71/75    |
| 716203     | 1# × 12 | 38       | 59       | 716215     | 4# × 12 | 46/48    | 71/75    |
| 716204     | 1# × 14 | 38       | 59       | 716216     | 4# × 14 | 46/48    | 71/75    |
| 719047     | 1# × 16 | 38       | 59       | 719049     | 4# × 16 | 46/48    | 71/75    |
| 716206     | 2# × 10 | 41/43    | 63/67    | 716222     | 6# × 10 | 51/53    | 79/83    |
| 716207     | 2# × 12 | 41/43    | 63/67    | 716223     | 6# × 12 | 51/53    | 79/83    |
| 716208     | 2# × 14 | 41/43    | 63/67    | 716224     | 6# × 14 | 51/53    | 79/83    |
| 719048     | 2# × 16 | 41/43    | 63/67    | 719050     | 6# × 16 | 51/53    | 79/83    |

| 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) | 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|---------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| 719051     | 1# × 10 | 38       | 59       | 719061     | 4# × 14 | 46       | 71       |
| 719052     | 1# × 12 | 38       | 59       | 719062     | 4# × 16 | 46       | 71       |
| 719053     | 1# × 14 | 38       | 59       | 719137     | 5# × 10 | 48       | 75       |
| 719054     | 1# × 16 | 38       | 59       | 719138     | 5# × 12 | 48       | 75       |
| 719055     | 2# × 10 | 41       | 63       | 719139     | 5# × 14 | 48       | 75       |
| 719056     | 2# × 12 | 41       | 63       | 719140     | 5# × 16 | 48       | 75       |
| 719057     | 2# × 14 | 41       | 63       | 719063     | 6# × 10 | 51       | 79       |
| 719058     | 2# × 16 | 41       | 63       | 719064     | 6# × 12 | 51       | 79       |
| 719133     | 3# × 10 | 43       | 67       | 719065     | 6# × 14 | 51       | 79       |
| 719134     | 3# × 12 | 43       | 67       | 719066     | 6# × 16 | 51       | 79       |
| 719135     | 3# × 14 | 43       | 67       | 719141     | 7# × 10 | 53       | 83       |
| 719136     | 3# × 16 | 43       | 67       | 719142     | 7# × 12 | 53       | 83       |
| 719059     | 4# × 10 | 46       | 71       | 719143     | 7# × 14 | 53       | 83       |
| 719060     | 4# × 12 | 46       | 71       | 719144     | 7# × 16 | 53       | 83       |

复杂初次

•  XII PLUS



产品特性

- 加高半限制立柱设计，有效解决膝关节不稳；
- 高屈曲活动度的设计；
- 允许膝关节的旋转及过伸活动；
- 实现与所有型号股骨髁假体的通配；
- 胫－股关节面 1:1 接触，增加关节接触面的同时，有效降低术后运动过程中的磨损；
- 髁骨凹设计，实现高屈曲位下的髌腱保护；
- 胫骨平台垫背侧易导入性，术中准确快速的实现平台垫与胫骨平台的安装。

| 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) | 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|---------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| 719175     | 1# × 10 | 38       | 59       | 719183     | 4# × 10 | 46/48    | 71/75    |
| 719176     | 1# × 12 | 38       | 59       | 719184     | 4# × 12 | 46/48    | 71/75    |
| 719177     | 1# × 14 | 38       | 59       | 719185     | 4# × 14 | 46/48    | 71/75    |
| 719178     | 1# × 16 | 38       | 59       | 719186     | 4# × 16 | 46/48    | 71/75    |
| 719179     | 2# × 10 | 41/43    | 63/67    | 719187     | 6# × 10 | 51/53    | 79/83    |
| 719180     | 2# × 12 | 41/43    | 63/67    | 719188     | 6# × 12 | 51/53    | 79/83    |
| 719181     | 2# × 14 | 41/43    | 63/67    | 719189     | 6# × 14 | 51/53    | 79/83    |
| 719182     | 2# × 16 | 41/43    | 63/67    | 719190     | 6# × 16 | 51/53    | 79/83    |



## 产品特性

- 高屈曲活动度的设计；
- 实现与所有型号股骨髁假体的通配；
- 髌骨凹设计，实现高屈曲位下的髌腱保护；
- 胫 - 股关节面 1:1 接触，增加关节接触面的同时，有效降低术后运动过程中的磨损。

| 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) | 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|---------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| 716072     | 1# × 10 | 38       | 59       | 716084     | 4# × 10 | 46/48    | 71/75    |
| 716073     | 1# × 12 | 38       | 59       | 716085     | 4# × 12 | 46/48    | 71/75    |
| 716074     | 1# × 14 | 38       | 59       | 716086     | 4# × 14 | 46/48    | 71/75    |
| 716075     | 1# × 16 | 38       | 59       | 716087     | 4# × 16 | 46/48    | 71/75    |
| 716078     | 2# × 10 | 41/43    | 63/67    | 716090     | 6# × 10 | 51/53    | 79/83    |
| 716079     | 2# × 12 | 41/43    | 63/67    | 716091     | 6# × 12 | 51/53    | 79/83    |
| 716080     | 2# × 14 | 41/43    | 63/67    | 716092     | 6# × 14 | 51/53    | 79/83    |
| 716081     | 2# × 16 | 41/43    | 63/67    | 716093     | 6# × 16 | 51/53    | 79/83    |



• RSX PS



产品特性

- 高屈曲活动度的设计；
- 实现与所有型号股骨髁假体的通配；
- 胫 – 股关节面 1:1 接触，增加关节接触面的同时，有效降低术后运动过程中的磨损；
- 加高反勾的立柱设计，无脱位风险；
- 髌骨凹设计，实现高屈曲位下的髌腱保护；
- 胫骨平台垫背侧易导入性，术中准确快速的实现平台垫与胫骨平台的安装。

| 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) | 产品编号 (REF) | 规格      | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|---------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| 719022     | 1# × 10 | 38       | 59       | 719034     | 4# × 10 | 46/48    | 71/75    |
| 719023     | 1# × 12 | 38       | 59       | 719035     | 4# × 12 | 46/48    | 71/75    |
| 719024     | 1# × 14 | 38       | 59       | 719036     | 4# × 14 | 46/48    | 71/75    |
| 719025     | 1# × 16 | 38       | 59       | 719037     | 4# × 16 | 46/48    | 71/75    |
| 719026     | 1# × 18 | 38       | 59       | 719038     | 4# × 18 | 46/48    | 71/75    |
| 719027     | 1# × 20 | 38       | 59       | 719039     | 4# × 20 | 46/48    | 71/75    |
| 719028     | 2# × 10 | 41/43    | 63/67    | 719040     | 6# × 10 | 51/53    | 79/83    |
| 719029     | 2# × 12 | 41/43    | 63/67    | 719041     | 6# × 12 | 51/53    | 79/83    |
| 719030     | 2# × 14 | 41/43    | 63/67    | 719042     | 6# × 14 | 51/53    | 79/83    |
| 719031     | 2# × 16 | 41/43    | 63/67    | 719043     | 6# × 16 | 51/53    | 79/83    |
| 719032     | 2# × 18 | 41/43    | 63/67    | 719044     | 6# × 18 | 51/53    | 79/83    |
| 719033     | 2# × 20 | 41/43    | 63/67    | 719045     | 6# × 20 | 51/53    | 79/83    |

## 普通初次

• XI PS




### 产品特性

- 缩小的侧翼，有效减少术中骨丢失；
- 镜面抛光处理，有效降低平台垫背侧磨损，减少碎屑的产生；
- 定制化的假体型号。

| 产品编号 (REF) | 规格 | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|----|----------|----------|
| 716001     | 1# | 38       | 59       |
| 716002     | 2# | 41       | 63       |
| 716003     | 3# | 43       | 67       |
| 716004     | 4# | 46       | 71       |
| 716005     | 5# | 48       | 75       |
| 716006     | 6# | 51       | 79       |
| 716007     | 7# | 53       | 83       |

• **XII 固定平台**



产品特性

- 缩小的侧翼，有效减少术中骨丢失；
- 燕尾槽 + 前方锁定方式，优化锁定机制的同时，降低背部微动；
- 中空圆柱型胫骨基座，可满足术中从普通初次置换到复杂初次置换加延长杆的顺利转型；
- 胫骨平台背侧可连接胫骨垫块，解决胫骨侧骨缺损的临床问题；
- 镜面抛光处理，有效降低平台垫背侧磨损，减少碎屑的产生。

| 产品编号 (REF) | 规格 | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|----|----------|----------|
| 716150     | 1# | 38       | 59       |
| 716151     | 2# | 41       | 63       |
| 716152     | 3# | 43       | 67       |
| 716153     | 4# | 46       | 71       |
| 716154     | 5# | 48       | 75       |
| 716155     | 6# | 51       | 79       |
| 716156     | 7# | 53       | 83       |



## 复杂初次

### • XII 旋转平台




#### 产品特性

- 镜面抛光处理，有效降低平台垫背侧磨损，减少碎屑的产生；
- 中央圆形孔，实现与 PS 和 CR 旋转平台垫的匹配；
- 缩小的下方立柱设计，有效保留骨量。

| 产品编号 (REF) | 规格 | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|----|----------|----------|
| 716172     | 1# | 38       | 59       |
| 716173     | 2# | 41       | 63       |
| 716174     | 3# | 43       | 67       |
| 716175     | 4# | 46       | 71       |
| 716176     | 5# | 48       | 75       |
| 716177     | 6# | 51       | 79       |
| 716178     | 7# | 53       | 83       |

翻修

• R<sub>SX</sub>



产品特性

- 缩小的侧翼，有效减少术中骨丢失；
- 优良的双重锁定机制，实现前、后、内、外全方位锁定，降低背部微动；
- 可连接延长杆和垫块设计，有效解决胫骨侧骨缺损的手术问题；
- 镜面抛光处理，有效降低平台垫背侧磨损，减少碎屑的产生。

| 产品编号 (REF) | 规格 | A/P (mm) | M/L (mm) |
|------------|----|----------|----------|
| 716047     | 1# | 38       | 59       |
| 716048     | 2# | 41       | 63       |
| 716049     | 3# | 43       | 67       |
| 716050     | 4# | 46       | 71       |
| 716051     | 5# | 48       | 75       |
| 716052     | 6# | 51       | 79       |
| 716053     | 7# | 53       | 83       |

## 配件


### • 延长杆



| 产品编号 (REF) | 规格     | 长度 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|--------|---------|----------|
| 716837     | 10x40  | 40      | 0        |
| 719115     | 11x40  |         | 0        |
| 716838     | 12x40  |         | 0        |
| 719118     | 13x40  |         | 0        |
| 716839     | 14x40  |         | 0        |
| 716840     | 16x40  |         | 0        |
| 716841     | 18x40  |         | 0        |
| 716843     | 10x80  | 80      | 0        |
| 719116     | 11x80  |         | 0        |
| 716844     | 12x80  |         | 0        |
| 719119     | 13x80  |         | 0        |
| 716845     | 14x80  |         | 0        |
| 716846     | 16x80  |         | 0        |
| 716847     | 18x80  |         | 0        |
| 716849     | 10x120 | 120     | 0        |
| 719117     | 11x120 |         | 0        |
| 716850     | 12x120 |         | 0        |
| 719120     | 13x120 |         | 0        |
| 716851     | 14x120 |         | 0        |
| 716852     | 16x120 |         | 0        |
| 716853     | 18x120 |         | 0        |


| 产品编号 (REF) | 规格     | 长度 (mm) | 偏心距 (mm) | 产品编号 (REF) | 规格     | 长度 (mm) | 偏心距 (mm) |
|------------|--------|---------|----------|------------|--------|---------|----------|
| 716855     | 10x80  | 80      | 2.5      | 716873     | 10x80  | 80      | 5        |
| 719121     | 11x80  |         | 2.5      | 719127     | 11x80  |         | 5        |
| 716856     | 12x80  |         | 2.5      | 716874     | 12x80  |         | 5        |
| 719124     | 13x80  |         | 2.5      | 719130     | 13x80  |         | 5        |
| 716857     | 14x80  |         | 2.5      | 716875     | 14x80  |         | 5        |
| 716858     | 16x80  |         | 2.5      | 716876     | 16x80  |         | 5        |
| 716859     | 18x80  |         | 2.5      | 716877     | 18x80  |         | 5        |
| 716861     | 10x120 | 120     | 2.5      | 716879     | 10x120 | 120     | 5        |
| 719122     | 11x120 |         | 2.5      | 719128     | 11x120 |         | 5        |
| 716862     | 12x120 |         | 2.5      | 716880     | 12x120 |         | 5        |
| 719125     | 13x120 |         | 2.5      | 719131     | 13x120 |         | 5        |
| 716863     | 14x120 |         | 2.5      | 716881     | 14x120 |         | 5        |
| 716864     | 16x120 |         | 2.5      | 716882     | 16x120 |         | 5        |
| 716865     | 18x120 |         | 2.5      | 716883     | 18x120 |         | 5        |
| 716867     | 10x160 | 160     | 2.5      | 716885     | 10x160 | 160     | 5        |
| 719123     | 11x160 |         | 2.5      | 719129     | 11x160 |         | 5        |
| 716868     | 12x160 |         | 2.5      | 716886     | 12x160 |         | 5        |
| 719126     | 13x160 |         | 2.5      | 719132     | 13x160 |         | 5        |
| 716869     | 14x160 |         | 2.5      | 716887     | 14x160 |         | 5        |
| 716870     | 16x160 |         | 2.5      | 716888     | 16x160 |         | 5        |
| 716871     | 18x160 |         | 2.5      | 716889     | 18x160 |         | 5        |

• 股骨远端内侧垫块




| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 厚度(mm) |
|------------|----------|------------|----------|--------|
| 716555     | 1# (左)   | 716556     | 1# (右)   | 5      |
| 716557     | 1# (左)   | 716558     | 1# (右)   | 10     |
| 716559     | 1# (左)   | 716560     | 1# (右)   | 15     |
| 716561     | 2# (左)   | 716562     | 2# (右)   | 5      |
| 716563     | 2# (左)   | 716564     | 2# (右)   | 10     |
| 716565     | 2# (左)   | 716566     | 2# (右)   | 15     |
| 716567     | 3# (左)   | 716568     | 3# (右)   | 5      |
| 716569     | 3# (左)   | 716570     | 3# (右)   | 10     |
| 716571     | 3# (左)   | 716572     | 3# (右)   | 15     |
| 716573     | 4# (左)   | 716574     | 4# (右)   | 5      |
| 716575     | 4# (左)   | 716576     | 4# (右)   | 10     |
| 716577     | 4# (左)   | 716578     | 4# (右)   | 15     |
| 716579     | 5# (左)   | 716580     | 5# (右)   | 5      |
| 716581     | 5# (左)   | 716582     | 5# (右)   | 10     |
| 716583     | 5# (左)   | 716584     | 5# (右)   | 15     |
| 716931     | XSM (左)  | 716932     | XSM (右)  | 5      |
| 716933     | XSM (左)  | 716934     | XSM (右)  | 10     |
| 716935     | XSM (左)  | 716936     | XSM (右)  | 15     |
| 716937     | SML (左)  | 716938     | SML (右)  | 5      |
| 716939     | SML (左)  | 716940     | SML (右)  | 10     |
| 716941     | SML (左)  | 716942     | SML (右)  | 15     |
| 716943     | MED (左)  | 716944     | MED (右)  | 5      |
| 716945     | MED (左)  | 716946     | MED (右)  | 10     |
| 716947     | MED (左)  | 716948     | MED (右)  | 15     |

• 股骨远端外侧垫块




| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 厚度(mm) |
|------------|----------|------------|----------|--------|
| 716949     | 1# (左)   | 716950     | 1# (右)   | 5      |
| 716951     | 1# (左)   | 716952     | 1# (右)   | 10     |
| 716953     | 1# (左)   | 716954     | 1# (右)   | 15     |
| 716955     | 2# (左)   | 716956     | 2# (右)   | 5      |
| 716957     | 2# (左)   | 716958     | 2# (右)   | 10     |
| 716959     | 2# (左)   | 716960     | 2# (右)   | 15     |
| 716961     | 3# (左)   | 716962     | 3# (右)   | 5      |
| 716963     | 3# (左)   | 716964     | 3# (右)   | 10     |
| 716965     | 3# (左)   | 716966     | 3# (右)   | 15     |
| 716967     | 4# (左)   | 716968     | 4# (右)   | 5      |
| 716969     | 4# (左)   | 716970     | 4# (右)   | 10     |
| 716971     | 4# (左)   | 716972     | 4# (右)   | 15     |
| 716973     | 5# (左)   | 716974     | 5# (右)   | 5      |
| 716975     | 5# (左)   | 716976     | 5# (右)   | 10     |
| 716977     | 5# (左)   | 716978     | 5# (右)   | 15     |
| 716979     | XSM (左)  | 716980     | XSM (右)  | 5      |
| 716981     | XSM (左)  | 716982     | XSM (右)  | 10     |
| 716983     | XSM (左)  | 716984     | XSM (右)  | 15     |
| 716985     | SML (左)  | 716986     | SML (右)  | 5      |
| 716987     | SML (左)  | 716988     | SML (右)  | 10     |
| 716989     | SML (左)  | 716990     | SML (右)  | 15     |
| 716991     | MED (左)  | 716992     | MED (右)  | 5      |
| 716993     | MED (左)  | 716994     | MED (右)  | 10     |
| 716995     | MED (左)  | 716996     | MED (右)  | 15     |

• 胫骨垫块




| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 厚度(mm) |
|------------|----------|------------|----------|--------|
| 716705     | 1# (左)   | 716706     | 1# (右)   | 5      |
| 716707     | 1# (左)   | 716708     | 1# (右)   | 10     |
| 716709     | 1# (左)   | 716710     | 1# (右)   | 15     |
| 716711     | 2# (左)   | 716712     | 2# (右)   | 5      |
| 716713     | 2# (左)   | 716714     | 2# (右)   | 10     |
| 716715     | 2# (左)   | 716716     | 2# (右)   | 15     |
| 716717     | 3# (左)   | 716718     | 3# (右)   | 5      |
| 716719     | 3# (左)   | 716720     | 3# (右)   | 10     |
| 716721     | 3# (左)   | 716722     | 3# (右)   | 15     |
| 716723     | 4# (左)   | 716724     | 4# (右)   | 5      |
| 716725     | 4# (左)   | 716726     | 4# (右)   | 10     |
| 716727     | 4# (左)   | 716728     | 4# (右)   | 15     |
| 716729     | 5# (左)   | 716730     | 5# (右)   | 5      |
| 716731     | 5# (左)   | 716732     | 5# (右)   | 10     |
| 716733     | 5# (左)   | 716734     | 5# (右)   | 15     |
| 716891     | XSM (左)  | 716892     | XSM (右)  | 5      |
| 716893     | XSM (左)  | 716894     | XSM (右)  | 10     |
| 716895     | XSM (左)  | 716896     | XSM (右)  | 15     |
| 716897     | SML (左)  | 716898     | SML (右)  | 5      |
| 716899     | SML (左)  | 716900     | SML (右)  | 10     |
| 716901     | SML (左)  | 716902     | SML (右)  | 15     |

• 股骨后髁垫块



• 中心型垫块




| 产品编号 (REF) | 规格 (L/R) | 厚度(mm) |
|------------|----------|--------|
| 719001     | 1#       | 5      |
| 719002     | 1#       | 10     |
| 719003     | 2#       | 5      |
| 719004     | 2#       | 10     |
| 719005     | 3#       | 5      |
| 719006     | 3#       | 10     |
| 719007     | 4#       | 5      |
| 719008     | 4#       | 10     |
| 719009     | 5#       | 5      |
| 719010     | 5#       | 10     |
| 719011     | XSM      | 5      |
| 719012     | XSM      | 10     |
| 719013     | SML      | 5      |
| 719014     | SML      | 10     |
| 719015     | MED      | 5      |
| 719016     | MED      | 10     |

| 产品规格 | 1#   | 2#   | 3#   | 4#   |
|------|------|------|------|------|
| AP 值 | 27mm | 30mm | 33mm | 36mm |





• 锁定型金属接骨螺钉



| 产品编号 (REF) | 规格       | 直径 / 长度 (mm) | 材质 |
|------------|----------|--------------|----|
| 717753     | 5.0 × 24 | 5/24         | T  |
| 717754     | 5.0 × 26 | 5/26         | T  |
| 717755     | 5.0 × 28 | 5/28         | T  |
| 717756     | 5.0 × 30 | 5/30         | T  |
| 717757     | 5.0 × 32 | 5/32         | T  |
| 717758     | 5.0 × 34 | 5/34         | T  |
| 717759     | 5.0 × 36 | 5/36         | T  |
| 717760     | 5.0 × 38 | 5/38         | T  |
| 717761     | 5.0 × 40 | 5/40         | T  |
| 717762     | 5.0 × 42 | 5/42         | T  |
| 717763     | 5.0 × 44 | 5/44         | T  |
| 717764     | 5.0 × 46 | 5/46         | T  |
| 717765     | 5.0 × 48 | 5/48         | T  |
| 717766     | 5.0 × 50 | 5/50         | T  |
| 717767     | 5.0 × 55 | 5/55         | T  |
| 717768     | 5.0 × 60 | 5/60         | T  |
| 717769     | 5.0 × 65 | 5/65         | T  |
| 717770     | 5.0 × 70 | 5/70         | T  |
| 717771     | 5.0 × 75 | 5/75         | T  |
| 717772     | 5.0 × 80 | 5/80         | T  |
| 717773     | 5.0 × 85 | 5/85         | T  |

● 皮质骨螺钉



| 产品编号 (REF) | 规格       | 直径 / 长度 (mm) | 材质 |
|------------|----------|--------------|----|
| 714161     | 4.5 × 24 | 4.5/24       | T  |
| 714162     | 4.5 × 26 | 4.5/26       | T  |
| 714163     | 4.5 × 28 | 4.5/28       | T  |
| 714164     | 4.5 × 30 | 4.5/30       | T  |
| 714165     | 4.5 × 32 | 4.5/32       | T  |
| 714166     | 4.5 × 34 | 4.5/34       | T  |
| 714167     | 4.5 × 36 | 4.5/36       | T  |
| 714168     | 4.5 × 38 | 4.5/38       | T  |
| 714169     | 4.5 × 40 | 4.5/40       | T  |
| 714170     | 4.5 × 42 | 4.5/42       | T  |
| 714171     | 4.5 × 44 | 4.5/44       | T  |
| 714172     | 4.5 × 46 | 4.5/46       | T  |
| 714173     | 4.5 × 48 | 4.5/48       | T  |
| 714174     | 4.5 × 50 | 4.5/50       | T  |
| 714175     | 4.5 × 52 | 4.5/52       | T  |



● 封闭螺帽  
(锁定型金属接骨板系统附件)





| 产品编号 (REF) | 规格  | 直径 / 长度 (mm) | 材质 |
|------------|-----|--------------|----|
| 717774     | 6.5 | 5/2          | T  |



## 膝关节周围锁定接骨板器械




| 图示序号 | 器械编码(REF) | 器械名称        | 规格   |
|------|-----------|-------------|------|
| 1    | 85120101  | 骨凿 10       | 10mm |
| 2    | 85120102  | 骨凿 15       | 15mm |
| 3    | 85120103  | 骨凿 20       | 20mm |
| 4    | 85120104  | 骨凿 25       | 25mm |
| 5    | 85120109  | 医用尺 10°     | 10°  |
| 6    | 85120110  | 医用尺 11°     | 11°  |
| 7    | 85120111  | 医用尺 12°     | 12°  |
| 8    | 85120112  | 医用尺 13°     | 13°  |
| 9    | 85120113  | 医用尺 14°     | 14°  |
| 10   | 85120114  | 医用尺 15°     | 15°  |
| 11   | 85120115  | 医用尺 16°     | 16°  |
| 12   | 85120116  | 医用尺 17°     | 17°  |
| 13   | 85120117  | 医用尺 18°     | 18°  |
| 14   | 85120118  | 医用尺 19°     | 19°  |
| 15   | 85120119  | 骨拉钩 I       |      |
| 16   | 85120120  | 骨拉钩 II      |      |
| 17   | 85120121  | 植骨器         |      |
| 18   | 85120122  | 骨科钻孔瞄准器 I   |      |
| 19   | 85120123  | 骨科钻孔瞄准器 II  |      |
| 20   | 85120124  | 骨科钻孔瞄准器 III |      |
| 21   | 85120126  | 骨科用螺丝刀      |      |
| 22   | 85120105  | 骨测量器 I      |      |
| 23   | 85120127  | 角度尺         |      |
| 24   | 85120128  | 骨科撑开器 I     |      |
| 25   | 85120129  | 骨科撑开器 II    |      |




| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称     | 规格 |
|----------|-----------|----------|----|
| 26       | 85120131  | 骨测量器Ⅱ    |    |
| 27       | 85120137  | 骨科钻头Ⅰ    |    |
| 28       | 85120141  | 上钉器      |    |
| 29       | 85120142  | 扳手       |    |
| 30       | 85120132  | 骨科钻孔瞄准器Ⅳ |    |
| 31       | 85120133  | 骨科钻孔瞄准器Ⅴ |    |
| 32       | 85120134  | 骨科钻孔瞄准器Ⅵ |    |
| 33       | 85120135  | 骨科钻孔瞄准器Ⅶ |    |
| 34       | 85120136  | 骨科钻孔瞄准器Ⅷ |    |
| 35       | 85120138  | 骨科钻头Ⅱ    |    |
| 36       | 85120139  | 夹持器Ⅰ     |    |
| 37       | 85120140  | 夹持器Ⅱ     |    |
| 38       | 85120143  | 骨科用螺丝刀Ⅱ  |    |
| 39       | 85120144  | 测深尺      |    |
| 40       | 85120145  | 骨拉钩Ⅲ     |    |
| 41       | 85120146  | 骨拉钩Ⅳ     |    |
| 42       | 85120147  | 骨用丝链Ⅰ    |    |
| 43       | 85120148  | 骨用丝链Ⅱ    |    |
| 44       | 85120149  | 螺钉取出器    |    |
| 45       | 85120150  | 骨导引针     |    |
| 46       | 85120152  | T型快装手柄   |    |




## 高屈曲全膝关节器械




| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称             | 规格     |
|----------|-----------|------------------|--------|
| 1        | 85090084  | 髓内开口钻            |        |
| 2        | 85090085  | T 型髓内定位杆         |        |
| 3        | 85090093  | 力线校准器 (胫骨平台试模手柄) |        |
| 4        | 85090095  | 可调型 A/P 测量器      |        |
| 5        | 85090096  | 3 度外旋脚           | 左      |
| 6        | 85090097  | 3 度外旋脚           | 右      |
| 7        | 85090112  | 固定把手             |        |
| 8        | 85090092  | 6.4mm 力线校准杆      |        |
| 9        | 85090101  | 3.5mm 改锥         |        |
| 10       | 85090123  | 研磨钻头             | 1 ~ 3# |
| 11       | 85090124  | 研磨钻头             | 4 ~ 6# |
| 12       | 85090125  | 研磨钻头             | 7 ~ 9# |
| 13       | 85090178  | 髌假体安装器           |        |
| 14       | 85090133  | 股骨抬升器            |        |
| 15       | 85090086  | 可调型股骨远端截骨导向器     |        |
| 16       | 85090087  | 股骨远端截骨模块接头       |        |
| 17       | 85090088  | 股骨远端截骨模块         |        |
| 18       | 85090102  | 4 合 1 截骨导向器      | 1#     |
| 19       | 85090103  | 4 合 1 截骨导向器      | 2#     |
| 20       | 85090104  | 4 合 1 截骨导向器      | 3#     |



| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称           | 规格     |
|----------|-----------|----------------|--------|
| 21       | 85090105  | 4 合 1 截骨导向器    | 4#     |
| 22       | 85090106  | 4 合 1 截骨导向器    | 5#     |
| 23       | 85090107  | 4 合 1 截骨导向器    | 6#     |
| 24       | 85090108  | 4 合 1 截骨导向器    | 7#     |
| 25       | 85090109  | 4 合 1 截骨导向器    | 8#     |
| 26       | 85090110  | 4 合 1 截骨导向器    | 9#     |
| 27       | 85090113  | PS 髌间窝截骨模块     | 1#     |
| 28       | 85090114  | PS 髌间窝截骨模块     | 2#     |
| 29       | 85090115  | PS 髌间窝截骨模块     | 3#     |
| 30       | 85090116  | PS 髌间窝截骨模块     | 4#     |
| 31       | 85090117  | PS 髌间窝截骨模块     | 5#     |
| 32       | 85090118  | PS 髌间窝截骨模块     | 6#     |
| 33       | 85090119  | PS 髌间窝截骨模块     | 7#     |
| 34       | 85090120  | PS 髌间窝截骨模块     | 8#     |
| 35       | 85090121  | PS 髌间窝截骨模块     | 9#     |
| 36       | 85090122  | 多用滑锤           |        |
| 37       | 85090126  | 研磨限位块          | 1 ~ 2# |
| 38       | 85090127  | 研磨限位块          | 3 ~ 4# |
| 39       | 85090128  | 研磨限位块          | 5 ~ 6# |
| 40       | 85090129  | 研磨限位块          | 7#     |
| 41       | 85090130  | 研磨限位块          | 8 ~ 9# |
| 42       | 85090131  | 髌间窝截骨测量器 ( 直 ) |        |
| 43       | 85090111  | 截骨测量片          |        |
| 44       | 85090156  | 胫骨冲击锉导引器       |        |




| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称        | 规格      |
|----------|-----------|-------------|---------|
| 45       | 85090157  | 初级扩髓钻       |         |
| 46       | 85090158  | 冲击锉         |         |
| 47       | 85090134  | 踝部夹 (抱踝器)   |         |
| 48       | 85090135  | 平台截骨定位器     |         |
| 49       | 85090136  | 截骨定位杆       |         |
| 50       | 85090137  | 胫骨截骨模块 (右侧) |         |
| 51       | 85090138  | 胫骨截骨模块 (左侧) |         |
| 52       | 85090139  | 平台通用截骨模块    |         |
| 53       | 85090140  | 胫骨厚度测量尺     |         |
| 54       | 85090141  | 间隙测量器       |         |
| 55       | 85090142  | 间隙测量器垫片     | 8mm     |
| 56       | 85090143  | 间隙测量器垫片     | 10mm    |
| 57       | 85090144  | 间隙测量器垫片     | 12mm    |
| 58       | 85090145  | 间隙测量器垫片     | 14mm    |
| 59       | 85090200  | 限位钻         |         |
| 60       | 85090197  | 平台试垫取出器     |         |
| 61       | 85090202  | 骨刀 (弯)      |         |
| 62       | 85090201  | 骨刀 (直)      |         |
| 63       | 85090160  | 股骨髁试模       | 1#R (右) |
| 64       | 85090161  | 股骨髁试模       | 1#L (左) |
| 65       | 85090162  | 股骨髁试模       | 2#R (右) |
| 66       | 85090163  | 股骨髁试模       | 2#L (左) |
| 67       | 85090164  | 股骨髁试模       | 3#R (右) |
| 68       | 85090165  | 股骨髁试模       | 3#L (左) |



| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称   | 规格      |
|----------|-----------|--------|---------|
| 69       | 85090166  | 股骨髁试模  | 4#R（右）  |
| 70       | 85090167  | 股骨髁试模  | 4#L（左）  |
| 71       | 85090168  | 股骨髁试模  | 5#R（右）  |
| 72       | 85090169  | 股骨髁试模  | 5#L（左）  |
| 73       | 85090170  | 股骨髁试模  | 6#R（右）  |
| 74       | 85090171  | 股骨髁试模  | 6#L（左）  |
| 75       | 85090172  | 股骨髁试模  | 7#R（右）  |
| 76       | 85090173  | 股骨髁试模  | 7#L（左）  |
| 77       | 85090174  | 股骨髁试模  | 8#R（右）  |
| 78       | 85090175  | 股骨髁试模  | 8#L（左）  |
| 79       | 85090176  | 股骨髁试模  | 9#R（右）  |
| 80       | 85090177  | 股骨髁试模  | 9#L（左）  |
| 81       | 85090147  | 胫骨平台试模 | 1#      |
| 82       | 85090148  | 胫骨平台试模 | 2#      |
| 83       | 85090149  | 胫骨平台试模 | 3#      |
| 84       | 85090150  | 胫骨平台试模 | 4#      |
| 85       | 85090151  | 胫骨平台试模 | 5#      |
| 86       | 85090152  | 胫骨平台试模 | 6#      |
| 87       | 85090153  | 胫骨平台试模 | 7#      |
| 88       | 85090179  | 平台试垫   | 1#X8    |
| 89       | 85090180  | 平台试垫   | 1#X10   |
| 90       | 85090181  | 平台试垫   | 1#X12   |
| 91       | 85090182  | 平台试垫   | 1#X14   |
| 92       | 85090183  | 平台试垫   | 2#/3#X8 |







| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称     | 规格       |
|----------|-----------|----------|----------|
| 93       | 85090184  | 平台试垫     | 2#/3#X10 |
| 94       | 85090185  | 平台试垫     | 2#/3#X12 |
| 95       | 85090186  | 平台试垫     | 2#/3#X14 |
| 96       | 85090187  | 平台试垫     | 4#/5#X8  |
| 97       | 85090188  | 平台试垫     | 4#/5#X10 |
| 98       | 85090189  | 平台试垫     | 4#/5#X12 |
| 99       | 85090190  | 平台试垫     | 4#/5#X14 |
| 100      | 85090191  | 平台试垫     | 6#/7#X8  |
| 101      | 85090192  | 平台试垫     | 6#/7#X10 |
| 102      | 85090193  | 平台试垫     | 6#/7#X12 |
| 103      | 85090194  | 平台试垫     | 6#/7#X14 |
| 104      | 85090198  | 打击器      |          |
| 105      | 85090199  | 胫骨平台打击器  |          |
| 106      | 85090195  | 平台试垫心柱   | (标准型)    |
| 107      | 85090094  | 取钉器      |          |
| 108      | 85090215  | 专用快换接头   | 6 转 8    |
| 109      | 85090208  | 平头锉      |          |
| 110      | 85090209  | 持钉钳      |          |
| 111      | 85090204  | 膝关节专用拉钩Ⅰ | 1#       |
| 112      | 85090205  | 膝关节专用拉钩Ⅱ | 2#       |
| 113      | 85090206  | 膝关节专用拉钩Ⅲ | 3#       |
| 114      | 85090207  | 膝关节专用拉钩Ⅳ | 4#       |
| 115      | 85010058  | 腕关节专用拉钩Ⅳ | 4#       |




## 高屈曲全膝关节器械




| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称      | 规格 |
|----------|-----------|-----------|----|
| 01       | 85104137  | 四合一截骨模块   | 1# |
| 02       | 85104138  | 四合一截骨模块   | 2# |
| 03       | 85104139  | 四合一截骨模块   | 3# |
| 04       | 85104140  | 四合一截骨模块   | 4# |
| 05       | 85104141  | 四合一截骨模块   | 5# |
| 06       | 85104142  | 四合一截骨模块   | 6# |
| 07       | 85104143  | 四合一截骨模块   | 7# |
| 08       | 85104144  | 四合一截骨模块   | 8# |
| 09       | 85104126  | 髌外侧试模     | 1# |
| 10       | 85104127  | 髌外侧试模     | 2# |
| 11       | 85104128  | 髌外侧试模     | 3# |
| 12       | 85104129  | 髌外侧试模     | 4# |
| 13       | 85104130  | 髌外侧试模     | 5# |
| 14       | 85104131  | 髌外侧试模     | 6# |
| 15       | 85104132  | 髌外侧试模     | 7# |
| 16       | 85104133  | 髌外侧试模     | 8# |
| 17       | 85104070  | 立柱铰刀      |    |
| 18       | 85104196  | 髌间铣刀      |    |
| 19       | 85104197  | 髌间骨刀      |    |
| 20       | 85104010  | T 型手柄     |    |
| 21       | 85104069  | 胫骨铰刀袖套    |    |
| 22       | 85104021  | 把持（力线）手柄  |    |
| 23       | 85104209  | 三角翼锉头     |    |
| 24       | 85104125  | 平台垫试模中心柱  |    |
| 25       | 85104011  | 胫骨髓内定位导向器 |    |




| 图示序号 | 器械编码(REF) | 器械名称        | 规格     |
|------|-----------|-------------|--------|
| 26   | 85104013  | 胫骨垫块截骨模块    |        |
| 27   | 85104014  | 胫骨平台处理器     | 1#     |
| 28   | 85104015  | 胫骨平台处理器     | 2#     |
| 29   | 85104016  | 胫骨平台处理器     | 3#     |
| 30   | 85104017  | 胫骨平台处理器     | 4#     |
| 31   | 85104018  | 胫骨平台处理器     | 5#     |
| 32   | 85104019  | 胫骨平台处理器     | 6#     |
| 33   | 85104020  | 胫骨平台处理器     | 7#     |
| 34   | 85104012  | 通用截骨模块      |        |
| 35   | 85104071  | 平台试模        | 1#     |
| 36   | 85104072  | 平台试模        | 2#     |
| 37   | 85104073  | 平台试模        | 3#     |
| 38   | 85104074  | 平台试模        | 4#     |
| 39   | 85104075  | 平台试模        | 5#     |
| 40   | 85104076  | 平台试模        | 6#     |
| 41   | 85104077  | 平台试模        | 7#     |
| 42   | 85104060  | 15mm 平台垫块试模 | R5/6/7 |
| 43   | 85104057  | 15mm 平台垫块试模 | L5/6/7 |
| 44   | 85104046  | 10mm 平台垫块试模 | R5/6/7 |
| 45   | 85104043  | 10mm 平台垫块试模 | L5/6/7 |
| 46   | 85104032  | 5mm 平台垫块试模  | R5/6/7 |
| 47   | 85104029  | 5mm 平台垫块试模  | R5/6/7 |
| 48   | 85104059  | 15mm 平台垫块试模 | R3/4   |
| 49   | 85104056  | 15mm 平台垫块试模 | L3/4   |
| 50   | 85104045  | 10mm 平台垫块试模 | R3/4   |
| 51   | 85104042  | 10mm 平台垫块试模 | L3/4   |
| 52   | 85104031  | 5mm 平台垫块试模  | R3/4   |




| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称        | 规格         |
|----------|-----------|-------------|------------|
| 53       | 85104028  | 5mm 平台垫块试模  | L3/4       |
| 54       | 85104058  | 15mm 平台垫块试模 | R1/2       |
| 55       | 85104055  | 15mm 平台垫块试模 | L1/2       |
| 56       | 85104044  | 10mm 平台垫块试模 | R1/2       |
| 57       | 85104041  | 15mm 平台垫块试模 | L1/2       |
| 58       | 85104030  | 5mm 平台垫块试模  | R1/2       |
| 59       | 85104027  | 5mm 平台垫块试模  | L1/2       |
| 60       | 85104101  | 平台垫试模       | 1# x 10 mm |
| 61       | 85104102  | 平台垫试模       | 1# x 12 mm |
| 62       | 85104103  | 平台垫试模       | 1# x 14 mm |
| 63       | 85104104  | 平台垫试模       | 1# x 16 mm |
| 64       | 85104105  | 平台垫试模       | 1# x 18 mm |
| 65       | 85104106  | 平台垫试模       | 2# x 10 mm |
| 66       | 85104107  | 平台垫试模       | 2# x 12 mm |
| 67       | 85104108  | 平台垫试模       | 2# x 14 mm |
| 68       | 85104109  | 平台垫试模       | 2# x 16 mm |
| 69       | 85104110  | 平台垫试模       | 2# x 18 mm |
| 70       | 85104111  | 平台垫试模       | 4# x 10 mm |
| 71       | 85104113  | 平台垫试模       | 4# x 12 mm |
| 72       | 85104114  | 平台垫试模       | 4# x 14 mm |
| 73       | 85104115  | 平台垫试模       | 4# x 16 mm |
| 74       | 85104116  | 平台垫试模       | 4# x 18 mm |
| 75       | 85104117  | 平台垫试模       | 6# x 10 mm |
| 76       | 85104119  | 平台垫试模       | 6# x 12 mm |
| 77       | 85104120  | 平台垫试模       | 6# x 14 mm |
| 78       | 85104121  | 平台垫试模       | 6# x 16 mm |
| 79       | 85104122  | 平台垫试模       | 6# x 18 mm |




| 图示序号 | 器械编码(REF) | 器械名称       | 规格    |
|------|-----------|------------|-------|
| 80   | 85104022  | 股骨偏距调整器    | 2.5mm |
| 81   | 85104023  | 股骨偏距调整器    | 5mm   |
| 82   | 85104024  | 股骨偏距调整器    | 0mm   |
| 83   | 85104174  | 胫骨偏距调整器    | 0mm   |
| 84   | 85104175  | 胫骨偏距调整器    | 2.5mm |
| 85   | 85104176  | 胫骨偏距调整器    | 5mm   |
| 86   | 85104025  | 5 度外翻转换导向器 |       |
| 87   | 85104134  | 偏距指示器      |       |
| 88   | 85104135  | A/P 测量器    |       |
| 89   | 85104146  | 髌间处理器      |       |
| 90   | 85104136  | 远端截骨模块（加强） |       |
| 91   | 85105045  | 延长杆打入器     |       |
| 92   | 85104001  | 髓内铰刀       | 10mm  |
| 93   | 85104002  | 髓内铰刀       | 11mm  |
| 94   | 85104003  | 髓内铰刀       | 12mm  |
| 95   | 85104004  | 髓内铰刀       | 13mm  |
| 96   | 85104005  | 髓内铰刀       | 14mm  |
| 97   | 85104006  | 髓内铰刀       | 15mm  |
| 98   | 85104007  | 髓内铰刀       | 16mm  |
| 99   | 85104008  | 髓内铰刀       | 17mm  |
| 100  | 85104009  | 髓内铰刀       | 18mm  |



| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称          | 规格           |
|----------|-----------|---------------|--------------|
| 101      | 85104078  | 偏距接头（胫骨/股骨通用） | 2.5mm        |
| 102      | 85104079  | 偏距接头（胫骨/股骨通用） | 5mm          |
| 103      | 85104080  | 偏距接头（胫骨/股骨通用） | 0mm          |
| 104      | 85104210  | 屈曲间隙测量器       |              |
| 105      | 85104026  | 磁性垫片          |              |
| 106      | 85104162  | 远端垫块试模        | 5L x 1/2#    |
| 107      | 85104167  | 远端垫块试模        | 5R x 1/2#    |
| 108      | 85104171  | 远端垫块试模        | 10L x 1/2#   |
| 109      | 85104175  | 远端垫块试模        | 10R x 1/2#   |
| 110      | 85104179  | 远端垫块试模        | 15L x 1/2#   |
| 111      | 85104183  | 远端垫块试模        | 15R x 1/2#   |
| 112      | 85104164  | 远端垫块试模        | 5L x 3/4/5#  |
| 113      | 85104168  | 远端垫块试模        | 5R x 3/4/5#  |
| 114      | 85104172  | 远端垫块试模        | 10L x 3/4/5# |
| 115      | 85104176  | 远端垫块试模        | 10R x 3/4/5# |
| 116      | 85104180  | 远端垫块试模        | 15L x 3/4/5# |
| 117      | 85104184  | 远端垫块试模        | 15R x 3/4/5# |
| 118      | 85104165  | 远端垫块试模        | 5L x 6/7/8#  |
| 119      | 85104169  | 远端垫块试模        | 5R x 6/7/8#  |
| 120      | 85104173  | 远端垫块试模        | 10L x 6/7/8# |
| 121      | 85104177  | 远端垫块试模        | 10R x 6/7/8# |
| 122      | 85104181  | 远端垫块试模        | 15L x 6/7/8# |
| 123      | 85104185  | 远端垫块试模        | 15R x 6/7/8# |
| 124      | 85104187  | 后髌试模          | 5 x 1/2#     |
| 125      | 85104191  | 后髌试模          | 10 x 1/2#    |



| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称 | 规格          |
|----------|-----------|------|-------------|
| 126      | 85104188  | 后髌试模 | 5 x 3/4/5#  |
| 127      | 85104192  | 后髌试模 | 10 x 3/4/5# |
| 128      | 85104189  | 后髌试模 | 5 x 6/7/8#  |
| 129      | 85104193  | 后髌试模 | 10 x 6/7/8# |
| 130      | 85104086  | 试柄   | 10 x 80     |
| 131      | 85104202  | 试柄   | 11 x 80     |
| 132      | 85104087  | 试柄   | 12 x 80     |
| 133      | 85104205  | 试柄   | 13 x 80     |
| 134      | 85104088  | 试柄   | 14 x 80     |
| 135      | 85104089  | 试柄   | 16 x 80     |
| 136      | 85104090  | 试柄   | 18 x 80     |
| 137      | 85104091  | 试柄   | 10 x 120    |
| 138      | 85104203  | 试柄   | 11 x 120    |
| 139      | 85104092  | 试柄   | 12 x 120    |
| 140      | 85104206  | 试柄   | 13 x 120    |
| 141      | 85104093  | 试柄   | 14 x 120    |
| 142      | 85104184  | 试柄   | 16 x 120    |
| 143      | 85104095  | 试柄   | 18 x 120    |
| 144      | 85104096  | 试柄   | 10 x 160    |
| 145      | 85104204  | 试柄   | 11 x 160    |
| 146      | 85104097  | 试柄   | 12 x 160    |
| 147      | 85104207  | 试柄   | 13 x 160    |
| 148      | 85104098  | 试柄   | 14 x 160    |
| 149      | 85104099  | 试柄   | 16 x 160    |
| 150      | 85104100  | 试柄   | 18 x 160    |



| 图示<br>序号 | 器械编码(REF) | 器械名称 | 规格   |
|----------|-----------|------|------|
| 151      | 85104147  | 髌试模  | 1# L |
| 152      | 85104148  | 髌试模  | 2# L |
| 153      | 85104149  | 髌试模  | 3# L |
| 154      | 85104150  | 髌试模  | 4# L |
| 155      | 85104151  | 髌试模  | 5# L |
| 156      | 85104152  | 髌试模  | 6# L |
| 157      | 85104153  | 髌试模  | 7# L |
| 158      | 85104154  | 髌试模  | 8# L |
| 159      | 85104155  | 髌试模  | 1# R |
| 160      | 85104156  | 髌试模  | 2# R |
| 161      | 85104157  | 髌试模  | 3# R |
| 162      | 85104158  | 髌试模  | 4# R |
| 163      | 85104159  | 髌试模  | 5# R |
| 164      | 85104160  | 髌试模  | 6# R |
| 165      | 85104161  | 髌试模  | 7# R |
| 166      | 85104162  | 髌试模  | 8# R |
| 167      | 85104198  | 髌间试模 | 1#   |
| 168      | 85104199  | 髌间试模 | 2#   |
| 169      | 85104200  | 髌间试模 | 3#   |
| 170      | 85104201  | 髌间试模 | 4#   |
| 171      | 85104202  | 髌间试模 | 5#   |
| 172      | 85104203  | 髌间试模 | 6#   |
| 173      | 85104204  | 髌间试模 | 7#   |
| 174      | 85104205  | 髌间试模 | 8#   |





嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司

JUST HUAJIAN MEDICAL DEVICE(TIANJIN)CO.,LTD

电话 | Tel : 022-23399501

手机 | Mobile : 18526543278

邮箱 | E-mail : justmedical@126.com

QQ : 2388831016

微信号 | Wechat : JUST\_\_2008

网址 | Web : www.justmedical.cn

（印刷版本201909-09）



获取精彩关节资讯